



MOBIDERM® autofit

fr	Vêtements ajustables mobilisateurs et compressifs pour les œdèmes	8
en	Mobilizing and compressive adjustable garments for edemas	8
de	Verstellbare mobilisierende Kompressionskleidung zur Behandlung von Ödemen	9
nl	Verstelbare mobilisatie- compressiekleding voor oedemen	9
it	Indumenti regolabili di mobilizzazione e compressione per gli edemi	10
es	Prendas movilizadoras y compresivas ajustables para edemas	10
pt	Roupas de mobilização ajustáveis e de compressão para os edemas	11
da	Mobiliserende, justerbare og kompressive beklædningsgenstande til ødemer	11
fi	Säädettävät mobilisoivat kompressiovaatteet turvotukseen	12
no	Justerbare, mobiliserende og komprimerende plagg for ødemer	12
sv	Justerbara mobiliserande kompressionsplagg för ödem	13
el	Ρυθμιζόμενα ενδύματα κινητοποίησης και προϊόντα συμπίεσης για οιδήματα	13
cs	Nastavitelné kompresní mobilizační prádlo pro léčbu edémů	14
pl	Regulowana odzież mobilizująca i uciskowa na obrzęki	14
lt	Poodinę cirkuliaciją skatinantys ir kompresiniai reguliuojami drabužiai ištinusioms vietoms	15
et	Nahaaluseid kudesid mobiliseerivad kohandatavad riideesemed ödeemide puhuks	15
sl	Prilagodljiva mobilizacijska oblačila in komprese za edeme	16
sk	Nastaviteľné mobilizačné a kompresívne návleky na liečbu lymfedému	16
hu	Állítható mobilizáló és kompressziós ödémacsökkentő öltözet	17
bg	Регулируеми мобилизиращи и компресивни дрехи за отоци	17
ro	Îmbrăcămintele de mobilizare și compresie ajustabilă pentru edeme	18
ru	Регулируемая мобилизующая и компрессионная одежда для снятия отеков	18
hr	Prilagodljivi odjevni predmeti za imobilizaciju i kompresiju kod edema	19
zh	用于水肿治疗的可调节活血及压力治疗衣	20
ja	浮腫治療用の調節可能な圧迫・弾性衣服	20
ko	절 가능한 부종용 압박 및 모빌라이징 가먼트	20
ar	أغطية مُحركة للوذمات قابلة للتعديل وضاغطة	22

	cA	cB	cC	cD	cG	ℓD	ℓG
fr	Circonférence à la tête des métatarses	Circonférence cheville	Circonférence mollet	Circonférence sous le genou	Circonférence cuisse	Hauteur sol-genou (mesure prise en-dessous du pli du genou face arrière)	Hauteur sol-cuisse (mesure prise au pli fessier)
en	Circumference at the head of the metatarsal bones	Ankle circumference	Calf circumference	Circumference below the knee	Thigh circumference	Height from floor to knee (measurement taken below the knee crease on the posterior surface)	Height from floor to thigh (measurement taken at the gluteal fold)
de	Umfang an den Mittelfußknochen	Knöchelumfang	Wadenumfang	Umfang unterhalb des Knies	Oberschenkelumfang	Höhe vom Boden bis zum Knie (das Maß wird unterhalb der Falte auf der Knieinnenseite genommen)	Höhe vom Boden bis zum Oberschenkel (das Maß wird auf der Höhe der Gesäßfalte genommen)
nl	Omtrek kopje van de middenvoetsbeentjes	Omtrek van de enkel	Omtrek van de kuit	Omtrek onder de knie	Dijomtrek	Hoogte van grond tot knie (meting onder de kniebuiging aan de rugzijde)	Hoogte van grond tot dij (meting gedaan bij de bilnaad)
it	Circonferenza a livello delle teste metatarsali	Circonferenza caviglia	Circonferenza polpaccio	Circonferenza sotto il ginocchio	Circonferenza coscia	Distanza pavimento-ginocchio (misura presa sotto la piega posteriore del ginocchio)	Distanza pavimento-coscia (misura presa alla piega del gluteo)
es	Circunferencia en la cabeza de los metatarsos	Circunferencia del tobillo	Circunferencia de la pantorrilla	Circunferencia bajo la rodilla	Circunferencia del muslo	Altura suelo-rodilla (medida tomada por debajo del pliegue de la rodilla, cara posterior)	Altura suelo-muslo (medida tomada en el pliegue glúteo)
pt	Circunferência à altura da cabeça dos metatarsos	Circunferência do tornozelo	Circunferência da batata da perna	Circunferência sob o joelho	Circunferência da coxa	Altura chão-joelho (medição feita abaixo da prega do joelho no lado de trás)	Altura chão-coxa (medição feita na prega da nádega)
da	Omkreds ved metatarsale knoglehoveder	Anklens omkreds	Læggens omkreds	Omkreds under knæ	Lårets omkreds	Højde golv-knæ (mål taget bag på benet under knæhasen)	Højde golv-lår (mål taget ved ballefolden)
fi	Ympärysmitta jalkapöydän päähän	Nilkan ympärysmitta	Pohkeen ympärysmitta	Ympärysmitta polven alapuolella	Reiden ympärysmitta	Lattiasta polveen ulottuva korkeus (mittaus tehdään polvitaiteen alta takapuolelta)	Lattiasta reiteen ulottuva korkeus (mittaus tehdään pakaran alaosasta)
no	Omkrets ved metatarsalhodet	Omkrets rundt ankelen	Omkrets rundt leggen	Omkrets under kneet	Omkrets rundt låret	Høyde fra gulv til kne (målt rett under knehasen, på baksiden av kneet)	Høyde fra golv til lår (målt rett under setet/setefure)
sv	Omkrets metatarsalhuvudet	Omkrets ankel	Omkrets vad	Omkrets under knä	Omkrets lår	Höjd mark-knä (mätning vid baksidan under knävecket)	Höjd golv-lår (mätning vid glutealvecket)
el	Περιφέρεια στην κορυφή των μετατάρσιων	Περιφέρεια αστραγάλου	Περιφέρεια γάμπας	Περιφέρεια κάτω από το γόνατο	Περιφέρεια μηρού	Ύψος από το δάπεδο έως το γόνατο (η μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται κάτω από την οπίσθια αρθρική γραμμή του γόνατου)	Ύψος από το δάπεδο έως τον μηρό (η μέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται στο ριζομήριο)
cs	Obvod v přední části nártu	Obvod kotníku	Obvod lýtky	Obvod pod kolenem	Obvod stehna	Délka nohy od země ke koleni (měřte na zadní straně nohy pod ohybem kolene)	Délka nohy od země ke stehnu (měřte po záhyb hýždí)
pl	Obwód na poziomie głów kości śródstopia	Obwód kostki	Obwód łydki	Obwód pod kolanem	Obwód uda	Wysokość od podłoża do kolana (pomiar spod zgięcia kolana, od przodu)	Wysokość od podłoża do uda (pomiar od fałdu pośladka)
lt	Apimtis ties padikaulių galvute	Kulkšnies apimtis	Blauzdos apimtis	Apimtis po keliu	Šlaunies apimtis	Aukštis nuo grindų iki kelio (matuojama iki pakinklio, užpakalinėje kojos dalyje)	Aukštis nuo grindų iki šlaunies (matuojama iki sėdmenų apačios)
et	Übermõõt põialuude peade kohalt	Hüppeliigese übermõõt	Sääre übermõõt	Põlvealune übermõõt	Reie übermõõt	Põlve kõrgus maast (mõõt võetakse põlve tagant painutusvoldi alt)	Reie kõrgus maast (mõõt võetakse tuharavoldi alt)
sl	Obseg glave metakarpalne kosti	Obseg gležnja	Obseg meč	Obseg pod kolenom	Obseg stegna	Višina od tal do kolena (merite do prepogiba na zadnjem delu kolena)	Višina od tal do stegna (merite do gube pod zadnjico)
sk	Obvod v oblasti hlavy metatarzálnych kostí	Obvod členka	Obvod lýtky	Obvod pod kolenom	Obvod stehna	Výška od zeme po koleno (odmerané zo zadu po podkolennú jamku)	Výška od zeme po stehno (odmerané po gluteálny záhyb)
hu	A lábközépcsontok fejénél (metatarsalis fej) mért körmérték	Bokakörméret	Vádlíkörméret	Körméret a térd alatt	Combkörméret	Föld-térd magasság (a térdhajlat alatt mért érték)	Föld-comb magasság (a combtónél mért érték)
bg	Обиколка на най-широката част на стъпалото	Обиколка на глезена	Обиколка на прасеца	Обиколка под коляното	Бедрена обиколка	Височина от пода до коляното (мярката се взема до под гънката в задната част на коляното)	Височина от пода до бедрото (мярката се взема до седалищната гънка)
ro	Circumferință în capul metatarsienelor	Circumferință gleznă	Circumferință gambă	Circumferință sub genunchi	Circumferință coapsă	Înălțime sol-genunchi (măsură luată sub pliul genunchiului pe partea din spate)	Înălțime sol-pulpă (măsură luată la pliul fesier)
ru	Окружность (плюсневые суставы)	Окружность лодыжки	Окружность икры	Окружность под коленом	Окружность бедра	Высота колена (измеряется под коленной складкой сзади)	Высота бедра (до ягодичной складки)
hr	Opseg pri vrhu metatarzalnih kostiju	Opseg gležnja	Opseg lista	Opseg ispod koljena	Opseg bedra	Visina od poda do koljena (izmjereno ispod pregiba koljena sa stražnje strane)	Visina od poda do bedra (izmjereno na pregibu mišića stražnjice)
zh	骨端 周长	脚踝围	小腿围	膝盖以下的周长	大腿围	地面到膝盖的高度 (在膝盖后侧下方的进行测量)	地面到大腿的高度 (在臀部进行测量)
ja	中足骨頭 周り	足首周り	ふくらはぎ周り	膝下周り	太もも周り	床から膝までの高さ (膝の後ろ側の関節部分までの測定値)	床から太ももまでの高さ (臀部の付け根までの測定値)
ko	둘레 중족골두	발목 둘레	종아리 둘레	무릎 아래 둘레	허벅지 둘레	발바닥에서 무릎까지의 높이 (무릎 뒤쪽의 주름 아래에서 측정)	발바닥에서 허벅지까지의 높이 (둔부 주름에서 측정)
ar	محيط إلى طرف مشط القدم	محيط الكاحل	محيط ربة الساق	محيط ما تحت الركبة	محيط الفخذ	العلو من الأرض إلى الركبة (يؤخذ القياس أسفل طية الركبة من الجهة الخلفية)	العلو من الأرض إلى الفخذ (يؤخذ القياس من طية الألتين)

fr	Manchon	nl	Armrous	pt	Manga	no	Armstrømpe	cs	Rukáv	et	Varrukas	hu	Karharisnya	ru	Рыкав	ja	袖
en	Armsleeve	it	Manicotto	da	Muffe	sv	Armstrumpa	pl	Rękaw	sl	Rokav	bg	Ръкав	hr	Rukav	ko	소매
de	Armstrumpf	es	Manga	fi	Hiha	el	Μαβίκι	lt	Rankovė	sk	Ramenný návlek s rukavičkou a palcom	ro	Manşon	zh	袖套	ar	الكمّ


	cA (cm)	cC (cm)	cD (cm)	cG (cm)	ℓ (cm)	
1	17 – 21	15 – 19	22 – 28	25 – 32	N 40 – 45	L 45 – 50
2	17 – 21	16 - 20	24 – 30	29 – 36		
3	18 – 22	17 – 21	26 – 32	33 – 40		
4	18 – 22	17 – 21	28 – 34	37 – 44		
5	19 – 23	18 – 22	30 - 36	41 – 48		
6	20 – 24	19 – 23	31 – 37	45 – 52		

B

cA (cm) \	1	2	3	4	5	6
17	+++ (+++)	+++ (+++)				
18	++ (+++)		+++ (+++)	+++ (+++)		
19		++ (+++)			+++ (+++)	
20	+		++ (+++)	++ (+++)		+++ (+++)
21	++ (++)	+			++ (+++)	
22			+	+		++ (+++)
23					+	
24						+

cC (cm) \	1	2	3	4	5	6
15						
16	+	+++ (+++)				
17		++ (+++)	++ (+++)	++ (+++)		
18		+++ (+++)			++ (+++)	
19	+		+	+		++ (+++)
20		++ (++)			+	
21			+	+		+
22					+	
23						+


cG (cm) \	1	2	3	4	5	6
25	+++ (+++)					
26						
27						
28	++ (+++)					
29		+++ (+++)				
30						
31	+					
32	++ (++)					
33		++ (+++)	+++ (+++)			
34			+++ (+++)			
35						
36		+	++ (+++)			
37				+++ (+++)		
38			+			
39			++ (+++)			
40				++ (+++)		
41					+++ (+++)	
42					+++ (+++)	
43				+		
44				++ (+++)		
45					++ (+++)	
46						+++ (+++)
47					+	
48					++ (+++)	
49						+++ (+++)
50						
51						+
52						++ (++)



cD (cm) \	1	2	3	4	5	6
22	++ (+++)					
23						
24	+	+++ (+++)				
25	++ (++)					
26		++ (+++)	+++ (+++)			
27		+++ (+++)				
28	+		+++ (+++)	+++ (+++)		
29		++ (+++)	+++ (+++)	+++ (+++)		
30		+	+++ (+++)	+++ (+++)	+++ (+++)	
31			+	++ (+++)	+++ (+++)	+++ (+++)
32			++ (+++)	+++ (+++)	+++ (+++)	+++ (+++)
33				+	++ (+++)	+++ (+++)
34				++ (+++)	+++ (+++)	++ (+++)
35					+	+++ (+++)
36					++ (++)	+
37						++ (++)

	cA	cC	cD	cG	ℓ
fr	Circonférence main (tête de métacarpes)	Circonférence poignet	Circonférence avant-bras	Circonférence bras	Longueur bras
en	Hand circumference (head of the metacarpal bones)	Wrist circumference	Forearm circumference	Arm circumference	Length of arm
de	Handumfang (Mittelhandknochen)	Umfang des Handgelenks	Umfang des Unterarms	Armumfang	Armlänge
nl	Omtrek hand (kopje van middenhandsbeentjes)	Omtrek van de pols	Omtrek van de onderarm	Omtrek van de arm	Lengte arm
it	Circonferenza mano (a livello delle teste metacarpali)	Circonferenza polso	Circonferenza avambraccio	Circonferenza braccio	Lunghezza braccio
es	Circunferencia de la mano (cabeza de los metacarpos)	Circunferencia de la muñeca	Circunferencia del antebrazo	Circunferencia del brazo	Longitud del brazo
pt	Circunferência da mão (Cabeça dos metacarpos)	Circunferência do punho	Circunferência do antebraço	Circunferência do braço	Comprimento do braço
da	Håndens omkreds (metakarpale knoglehoveder)	Håndleddets omkreds	Underarmens omkreds	Overarmens omkreds	Armens længde
fi	Käden ympärysmitta (rystysten kohdalta)	Ranteen ympärysmitta	Kyynärvarren ympärysmitta	Käsivarren ympärysmitta	Käsivarren pituus
no	Håndomkrets (hode av metakarpalbenene)	Håndleddsomkrets	Underarmsomkrets	Armomkrets	Armlengde
sv	Omkrets hand (metacarpalhuvudet)	Omkrets handled	Omkrets underarm	Omkrets arm	Armlängd
el	Περιφέρεια παλάμης (κορυφή των μετακαρπίων)	Περιφέρεια καρπού	Περιφέρεια αντιβραχίονα	Περιφέρεια βραχίονα	Μήκος βραχίονα
cs	Obvod ruky (v přední části zápsti)	Obvod zápěstí	Obvod předloktí	Obvod paže	Délka paže
pl	Obwód dłoni (głowy kości śródręcza)	Obwód nadgarstka	Obwód przedramienia	Obwód ramienia	Długość ramienia
lt	Plaštakos apimtis (ties delnakaulių galvute)	Riešo apimtis	Dilbio apimtis	Žasto apimtis	Žasto ilgis
et	Käe ümbermõõt (kämblaluupe peadest)	Randme ümbermõõt	Käsivarre ümbermõõt	Õlavarre ümbermõõt	Õlavarre pikkus
sl	Obseg dlani (glava metakarpalne kosti)	Obseg zapestja	Obseg podlakti	Obseg roke	Dolžina roke
sk	Obvod ruky (v oblasti hlavy metakarpálnych kostí)	Obvod zápästia	Obvod predlaktia	Obvod ramena	Dĺžka hornej končatiny
hu	Kézkörméret (metacarpalis fej)	Csuklókörméret	Alkarkörméret	Felkarkörméret	Karhossz
bg	Обиколка на дланта (над кокалчетата на пръстите)	Обиколка на китката	Обиколка на ръката преди лакътя	Обиколка на ръката	Дължина на ръката
ro	Circumferință mână (capul metacarpienelor)	Circumferință încheietura mâinii	Circumferință antebraț	Circumferință braț	Lungime braț
ru	Окружность кисти (пястные суставы)	Окружность запястья	Окружность предплечья	Окружность плеча	Длина руки
hr	Opseg šake (pri vrhu metakarpalnih kostiju)	Opseg zapešća	Opseg podlaktice	Opseg ruke	Dužina ruke
zh	手围 (掌骨)	腕围	前臂周长	手臂周长	臂长
ja	手のひら周り (中手骨頭)	手首周り	前腕周り	腕周り	腕の長さ
ko	손 둘레 (중수골두)	손목 둘레	팔뚝 둘레	팔 둘레	팔 길이
ar	محيط اليد (طرف مشط اليد)	محيط الرسغ	محيط الساعد	محيط الذراع	طول الذراع

C



fr	a) Épiderme b) Derme	nl	a) Epidermis b) Dermis	pt	a) Epiderme b) Derme	no	a) Epidermis b) Dermis	cs	a) Pokožka b) Škára	et	a) Marrasknahk b) Pärisnahk	hu	a) Felhám (epidermis) b) Irha (dermis)	ru	a) Эпидермис b) Дерма	ja	a) 表皮 b) 真皮
en	a) Epidermis b) Dermis	it	a) Epidermide b) Derma	da	a) Epidermis b) Dermis	sv	a) Epidermis b) Läderhuden	pl	a) Naskórek b) Skóra	sl	a) Epiderma b) Derma	bg	a) Епидермис b) Дерма	hr	a) epiderma b) derma	ko	a) 표피 b) 진피
de	a) Epidermis b) Dermis	es	a) Epidermis b) Dermis	fi	a) Orvaskesi (epidermis) b) Verinahka (dermis)	el	a) Επιδερμίδα b) Δέρμα	lt	a) Epidermis b) Derma	sk	a) Pokožka b) Zamša	ro	a) Epidermă b) Dermă	zh	a) 表皮 b) 真皮	ar	البشرة (a) الأدمة (b)

D



D


7



8



9




10



11



12



E



← 13 →



← 14 →



MD



fr

VÊTEMENTS AJUSTABLES MOBILISATEURS ET COMPRESSIFS POUR LES ŒDÈMES

Description/Destination

Les vêtements mobilisateurs et compressifs Mobiderm® Autofit sont destinés au traitement des œdèmes (par exemple : lymphœdème) des membres supérieurs ou inférieurs.

Population cible : patients adultes et enfants souffrant des pathologies indiquées et compatibles avec le tableau de tailles. Cette gamme est disponible en plusieurs modèles :

- Manchon avec mitaine
- Bas-cuisse (bilatéral)
- Chaussette (bilatérale).

Les vêtements se composent:

- sur la face interne, de la technologie Mobiderm® constituée de plots de mousse enchâssés entre 2 feuillets de non-tissé ;
- sur la face externe, de deux tissus élastiques et doux de couleur beige et d'auto-agrippants permettant l'ajustement du vêtement au volume du membre.

Deux tailles de plots de mousse sont utilisées selon la zone du corps traitée: petits plots (5 x 5 mm) sur la main et le pied, gros plots (15 x 15 mm) au niveau de la jambe et du bras.

Composition

Composants textiles : polyamide - polyester - coton - polyuréthane - élasthanne - masse adhésive acrylique - silicone (bas-cuisse et chaussette). Composants mousse : polyuréthane (gros plots) - polyéthylène (petits plots).

Propriétés/Mode d'action

Les vêtements Mobiderm® Autofit apportent :

- de la compression, en appliquant une pression sur le membre, favorisant ainsi la circulation lymphatique et aidant à maintenir ou réduire le volume de l'œdème ;
- un drainage sous-cutané via la technologie Mobiderm® composée de plots de mousse positionnés de manière aléatoire entre deux feuillets de non tissé. En contact avec la peau, les plots procurent un différentiel de pression entre leur zone d'appui et leur pourtour, créant des couloirs de circulation multidirectionnels pour la lymphe sous la peau. La lymphe se déplace des zones pressées par les cubes vers les zones libres. L'efficacité du drainage et la circulation de la lymphe sont ainsi favorisées. **C**

Ils sont conçus pour un port de jour et de nuit.

Indications

Traitement de l'œdème aigu ou chronique (par exemple : lymphœdème en phase intensive et/ou de maintien).

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'affections dermatologiques majeures d'un membre concerné.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Ne pas utiliser en cas de neuropathie périphérique sévère du membre concerné.

Ne pas utiliser en cas de thrombose septique.

Ne pas utiliser en cas de phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle) du membre concerné.

Spécifiques aux membres inférieurs :

Ne pas utiliser en cas d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0,6.

Ne pas utiliser en cas d'insuffisance cardiaque décompensée.

Ne pas utiliser en cas de microangiopathie diabétique évoluée.

Ne pas utiliser en cas de pontage extra-anatomique du membre concerné.

Spécifiques aux membres supérieurs :

Ne pas utiliser en cas de pathologie du plexus brachial.

Ne pas utiliser en cas de vascularite des extrémités.

Précautions

Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé.

Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque et du niveau adéquat de pression par un professionnel de santé s'impose en cas de :

- AOI avec IPS entre 0,6 et 0,9
- Neuropathie périphérique évoluée
- Dermatoses suintante ou eczématisée.

En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de variation du volume du membre, de dégradation de l'état de la peau, d'infection, de sensations anormales, de changement de couleur des extrémités, ou de changement de performances, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé. Ne pas appliquer le produit directement sur une peau lésée ou plaie ouverte sans pansement adhésif.

Lors de la phase de maintien du lymphœdème, le dispositif doit être porté la nuit en relais du vêtement compressif de jour. Il doit être gardé toute la nuit. Il peut être porté de jour lors de phases de repos.

L'application de ce dispositif peut induire la survenue de marques cutanées. Ces marques sont bénignes et transitoires, ne pas arrêter votre traitement sans avis médical.

Pour les peaux fragiles, il est recommandé d'appliquer une bande coton sur le membre avant d'enfiler le vêtement.

Du fait de l'évolutivité constante de la pathologie, il est préconisé un suivi régulier chez un professionnel de santé afin de vérifier que le dispositif de compression est toujours adapté à la pathologie.

L'utilisation d'un dispositif médical par un enfant devra se faire sous la supervision d'un adulte ou d'un professionnel de santé.

Ne pas utiliser pour la baignade.

Ne pas appliquer de produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels, patches...) avant la mise en place du dispositif, ceux-ci pouvant endommager le produit.

Veiller à ne pas abîmer le dispositif lors de la mise en place, notamment avec les ongles.

En cas de maladie veineuse évoluée associée ou d'ulcère veineux, se référer à l'avis d'un professionnel de santé pour un traitement compressif adapté sur toute la jambe.

Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de performance, ne pas réutiliser le produit pour un autre patient.

Effets secondaires indésirables

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, cloques...) voire des plaies de sévérités variables ou une sécheresse cutanée.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Mode d'emploi/Mise en place **C**

Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles.

Il est recommandé de laver votre vêtement avant la première utilisation.

Vérifier l'intégrité du produit avant toute utilisation.

Le vêtement Mobiderm® Autofit peut être enfilé à même la peau comme un vêtement ou sur une bande coton pour les peaux fragiles.

Enfilage chaussette et bas-cuisse :

Ouvrir toutes les attaches auto-agrippantes d'un seul côté du vêtement **C**. Insérer le pied dans le vêtement **C** puis le faire glisser avec précaution le long du membre jusqu'en dessous du genou (chaussette) **C** ou jusqu'en dessous du pli fessier (bas-cuisse).

Éviter de tirer sur le vêtement plus qu'il n'est nécessaire.

Refermer les attaches auto-agrippantes en commençant par le pied **C** et en remontant jusqu'au genou ou au pli fessier **C**.

Procéder en plusieurs étapes, jusqu'à atteindre le réglage préconisé par votre professionnel de santé (cf. paragraphe "Réglage des attaches auto-agrippantes").

Une fois le vêtement complètement mis en place, masser le membre afin d'assurer une répartition homogène des cubes de mousse **C**.

Enfilage manchon avec mitaine :

Ouvrir toutes les attaches auto-agrippantes **C**.

Insérer la main dans le vêtement **C** puis le faire glisser avec précaution le long du membre jusque sous l'aisselle **C**.

Éviter de tirer sur le vêtement plus qu'il n'est nécessaire.

Refermer les attaches auto-agrippantes en commençant par la main **C** et en remontant jusque sous l'aisselle **C**.

Procéder en plusieurs étapes, jusqu'à atteindre le réglage préconisé par votre professionnel de santé (cf. paragraphe "Réglage des attaches auto-agrippantes").

Une fois le vêtement complètement mis en place, masser le membre afin d'assurer une répartition homogène des cubes de mousse **C**.

Réglage des attaches auto-agrippantes **A B** :

Les vêtements Mobiderm® Autofit présentent des indications de serrage (+/++/+++/++++) en plusieurs points.

Celles-ci permettent d'ajuster le vêtement à votre morphologie en fonction de la taille du vêtement qui vous a été délivré.

En phase de **maintien** (lymphœdème), se référer aux lignes de + non entourées. Les symboles +/++/+++/++++ servent de repères pour ajuster les attaches auto-agrippantes.


En phase **intensive** (lymphœdème), se référer aux lignes où les + sont entourés. Les symboles **(+)** **(++)** **(+++)** **(++++)** servent de repères pour ajuster les attaches auto-agrippantes.

Afin de trouver facilement le serrage recommandé en fonction de la phase, se référer aux différents tableaux de serrage des circonférences **A** p. 2 et **B** p. 4.

Une recommandation de réglage des attaches auto-agrippantes est présente en début de notice à titre indicatif.

Se référer dans tous les cas aux recommandations du professionnel de santé qui a prescrit le produit.

Exemple : (se référer aux tableaux **A** p. 2 - **B** p. 4)



Entretien **E**

Pour que les vêtements Mobiderm® Autofit gardent leur efficacité le plus longtemps possible et éviter des infections, il est primordial de les laver tous les jours, ou après chaque utilisation.

Fermer les attaches auto-agrippantes avant lavage.

À la main : faire tremper le dispositif dans de l'eau froide savonneuse, frotter avec une éponge propre et essorer à la main par pression. Faire sécher à l'air libre, loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...). Ne pas passer au sèche-linge. Ne pas repasser.

À la machine :

- Utiliser le cycle laine, température à froid.
- Utiliser une lessive sans assouplissant.
- Ne pas utiliser de détergents ou de produits agressifs (produits chlorés).
- Mettre le vêtement dans un filet de lavage pour éviter que les autres vêtements (notamment avec auto-agrippant ou fermeture éclair) ne l'abîment.
- Essorer à la main par pression.
- Faire sécher à l'air libre, loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...).
- Ne pas passer au sèche-linge.
- Ne pas repasser.

Lorsque le vêtement n'est pas porté, le conserver de préférence à plat, attaches auto-agrippantes fermées **C**. S'il doit être plié, positionner les crochets sur l'extérieur **C**.

Stockage

Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

Élimination

Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE : 2015

Conserver cette notice.

en

MOBILIZING AND COMPRESSIVE ADJUSTABLE GARMENTS FOR EDEMAS

Description/Destination

Mobiderm® Autofit mobilizing and compressive garments are intended for the treatment of edema (e.g. lymphedema) of the upper or lower limbs. Target population: adult and children patients suffering from the indicated pathologies and compatible with the sizing chart.

This range is available in several models:

- Armsleeve with mitten
- Thigh-high (bilateral)
- Below-knee (bilateral).

The garments are composed of:

- on the internal layer, Mobiderm® technology consisting of foam blocks encased between 2 sheets of non-woven fabric;
- on the external layer, soft, elastic beige fabric and hook-and-loop fasteners, allowing the garment to be adjusted to limb volume.

Two sizes of foam block are used depending on the body area treated: small blocks (5 x 5 mm) on the hand and foot, big blocks (15 x 15 mm) on the leg and arm.

Composition

Textile components: polyamide - polyester - cotton - polyurethane - elastane - acrylic adhesive mass - silicone (thigh-high and below-knee).

Foam components: polyurethane (large blocks) - polyethylene (small blocks).

Properties/Mode of action

Mobiderm® Autofit garments provide:

- compression, by applying pressure to the limb, thus promoting lymphatic circulation and helping to maintain or reduce the volume of the edema;
 - a subcutaneous drainage via the Mobiderm® technology consisting of foam blocks positioned randomly between two sheets of non-woven material. In contact with the skin, the blocks provide a pressure differential between the contact area beneath them and their periphery, creating multi-directional circulation channels for the lymph under the skin. The lymph travels from the areas pressed by the blocks to the free areas. Efficient lymph drainage and circulation are thus promoted. **C**
- The garments are designed to be worn day and night.

Indications

Acute or chronic edema management (e.g: lymphedema during the intensive and/or maintenance phases).

Contraindications

Do not use in case of major dermatological conditions on an affected limb. Do not use in the event of known allergy to any of the components. Do not use in case of severe peripheral neuropathy of the affected limb.

Do not use in the event of septic thrombosis.

Do not use in the event of phlegmasia cerulea dolens (painful blue edema with arterial compression) of the affected limb.

Specific to the lower limbs:

Do not use in case of lower limb peripheral arterial disease (PAD) with ankle-brachial index (ABI) < 0.6.

Do not use in the event of decompensated heart failure.

Do not use in the event of advanced diabetic microangiopathy.

Do not use in case of extra-anatomical bypass of the affected limb.

Specific to the upper limbs:

Do not use in case of brachial plexus condition.

Do not use in case of vasculitis of the extremities.

Precautions

Strictly comply with your healthcare professional's prescription and recommendations for use.

The risk/benefit ratio and the adequate level of pressure must be regularly re-assessed by a healthcare professional in the event of:

- PAD with ABI between 0.6 and 0.9
- Advanced peripheral neuropathy
- Weeping or eczematous dermatitis.

In the event of discomfort, significant restriction, pain, variation in limb volume, deterioration of skin condition, infection, unusual sensations, change in the colour of the extremities, or changes in the performance of the product, remove the product and seek the advice of a healthcare professional.

Do not apply the product directly to an open wound without a dressing.

During the lymphedema maintenance phase, the device must be worn at night as a replacement for the daytime compression garment. It must be kept on all night. It can be worn during the day when resting.

The application of this device can induce the appearance marks on the skin. These marks are benign and temporary; do not stop your treatment without medical advice.

For fragile skin, it is recommended to apply a cotton bandage to the limb before putting on the garment.

Due to the constant evolution of the pathology, regular follow-up with a healthcare professional is recommended to check that the compression device is still suitable for the pathology.

The use of a medical device by a child should be done under the supervision of an adult or a healthcare professional.

Do not use when swimming.

Do not use products on the skin (creams, ointments, oils, gels, patches...) before applying the device, it could damage the product.

Take care not to damage the device when fitting it, particularly with your nails.

In the event of associated advanced venous disease or venous ulcer, seek the advice of a healthcare professional for appropriate compression treatment on the entire leg.

For hygiene, security and performance reasons, do not re-use the product for another patient.

Undesirable side-effect

This device can cause skin reactions (redness, itching, burns, blisters...) or wounds of various degrees of severity or cutaneous dryness.

Any serious incidents occurring related to the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is resident.

Instructions for use/Application **D**

Choose the appropriate size to fit the patient, referring to the size chart.

We recommend washing your new garment before use.

Verify the product's integrity before every use.

The Mobiderm® Autofit garment can be put on next to the skin like a garment or over a cotton bandage for fragile skin.

Donning of below-knee and thigh-high:

Open all the hook-and-loop fasteners on one side of the garment **D**.

Insert the foot into the garment **D** then slide the garment carefully along the limb to below the knee (for below-knee model) **D** or to below the gluteal fold (for thigh-high model).

Avoid pulling on the garment more than is necessary.

Close the hook-and-loop fasteners beginning at the foot **D** and working up to the knee or the gluteal fold **D**.

Proceed in several stages until the adjustment recommended by your healthcare professional is achieved (see "Adjustment of hook-and-loop fasteners" paragraph).

Once the garment is fully in place, massage the limb in order to ensure a homogeneous distribution of the foam blocks **C**.

Donning of armsleeve with mitten:

Open all the hook-and-loop fasteners **D**.

Insert the hand into the garment **D** then slide the garment carefully along the limb up to the armpit **D**.

Avoid pulling on the garment more than is necessary.

Close the hook-and-loop fasteners beginning at the hand **D** and working up to below the armpit **D**.

Proceed in several stages until the adjustment recommended by your healthcare professional is achieved (see "Adjustment of hook-and-loop fasteners" paragraph).

Once the garment is fully in place, massage the limb in order to ensure a homogeneous distribution of the foam blocks **C**.

Adjustment of hook-and-loop fasteners **A B** :

Mobiderm® Autofit garments display tightening indications (+/++/+++/++++) at several points.

These allow the garment to be adjusted to your morphology depending on the size of the garment that has been issued to you.

In the **maintenance** (lymphedema) phase, refer to the uncircled + lines. The +/++/+++/++++ symbols are used as markers to adjust the hook-and-loop fasteners.

In the **intensive** (lymphedema) phase, refer to the circled + lines. The **(+)** **(++)** **(+++)** **(++++)** symbols are used as markers to adjust the hook-and-loop fasteners.

To easily find the recommended tightening according to the phase, refer to the various circumference tightening tables **A** p.2 and **B** p.4.

Recommendations for adjustment of the hook-and-loop fasteners are also given at the start of the instruction leaflet for informational purposes.

In all cases refer to the recommendations of the healthcare professional who prescribed the product.

E.g.: (see tables **A** p. 2 - **B** p. 4)



Care/Maintenance **E**

To ensure your Mobiderm® Autofit garments last as long as possible and to prevent infection, it is important to wash them every day, or after each use. Close the hook-and-loop fasteners before washing.

Hand wash: soak the device in cold soapy water, rub with a clean sponge and squeeze out excess water. Air dry, away from direct heat (e.g. radiator, sun, etc.). Do not tumble-dry. Do not iron.

In a washing machine:

- Use the wool cycle at a cool temperature.
- Use a laundry detergent without fabric softener.
- Do not use detergents or aggressive products (chlorinated products).
- Place the garment in a mesh laundry bag to prevent damage by other garments (particularly with hook-and-loop fasteners or zippers).

- Squeeze out by hand.
- Dry in the open air, away from a direct source of heat (radiator, sun, etc.).
- Do not tumble-dry.
- Do not iron.

When the garment is not being worn, preferably keep it flat, with the hook-and-loop fasteners closed ☹️. If it has to be folded, position the hooks on the outside ☹️.

Storage

Store at room temperature, preferably in the original packaging.

Disposal

Dispose of in accordance with local regulations.

Keep this instruction leaflet.

de VERSTELBARE MOBILISIERENDE KOMPRESSIONSKEIDUNG ZUR BEHANDLUNG VON ÖDEMEN

Beschreibung/Zweckbestimmung

Die mobiliserende Mobiderm® Autofit-Kompressionskleidung dient zur Behandlung eines Ödems (z.B. Lymphödems) an den oberen und unteren Gliedmaßen.

Zielgruppe: Erwachsene und Kinder, die unter einer der aufgeführten Pathologien leiden und die Größen tragen, die in der Größentabelle aufgeführt sind.

Die Produktreihe enthält verschiedene Modelle:

- Armstrumpf mit Handteil ohne Finger
- Oberschenkelstrumpf (beidseitig tragbar)
- Wadenstrumpf (beidseitig tragbar).

Bestandteile der Kleidung:

- auf der Innenseite Mobiderm®-Technologie mit Schaumstoffwürfeln, die zwischen 2 ungewebten Platten eingearbeitet sind;
- auf der Außenseite ein elastisches und weiches beigefarbenes Gewebe und Klettverschlüsse zum Verstellen des Kleidungsstücks je nach Volumen der Gliedmaßen.

Je nach dem zu behandelnden Körperbereich werden Schaumstoffwürfel in zwei verschiedenen Größen verwendet: kleine Würfel (5 x 5 mm) für Hände und Füße, große Würfel (15 x 15 mm) für Arme und Beine.

Zusammensetzung

Textilkomponenten: Polyamid - Polyester - Baumwolle - Polyurethan - Elastan - Acrylhaftmasse - Silikon (Oberschenkelstrumpf und Wadenstrumpf).

Schaumstoffkomponenten: Polyurethan (großen Würfel) - Polyethylen (kleinen Würfel).

Eigenschaften/Wirkweise

Mobiderm® Autofit-Kleidung bewirkt:

- eine Kompression durch Ausüben von Druck auf die Gliedmaßen zur Förderung des Lymphflusses und zur Stabilisierung oder Reduzierung des Ödemvolumens;
- eine Drainage des Unterhautgewebes mittels der Mobiderm®-Technologie durch nach dem Zufallsprinzip positionierte und zwischen zwei ungewebten Platten eingearbeitete Schaumstoffwürfel. In direktem Kontakt mit der Haut bewirken die Würfel eine Druckdifferenz zwischen dem Auflagebereich und dem umliegenden Gewebe, so dass die Lymphe unter der Haut in verschiedene Richtungen fließen kann. Die Lymphe fließt dabei aus den von den Würfeln komprimierten Bereichen in druckfreie Bereiche. Das verbessert die Drainage und den Lymphfluss. ☹️

Sie sind dafür bestimmt, Tag und Nacht getragen zu werden.

Indikationen

Behandlung akuter oder chronischer Ödeme (z. B. Lymphödem in der Entstaunungsphase und/oder in der Erhaltungsphase).

Gegenanzeigen

Nicht bei größeren dermatologischen Erkrankungen einer betroffenen Gliedmaße anwenden.

Das Produkt bei einer bekannten Allergie gegen einen der Bestandteile nicht anwenden.

Das Produkt nicht bei schwerer Neuropathie der betroffenen Gliedmaße anwenden.

Nicht anwenden, wenn eine septische Thrombose vorliegt.

Nicht anwenden bei Phlegmatia coerulea dolens (schmerzhafte blaue Phlebitis mit Arterienkompression) der betroffenen Gliedmaße.

Besondere Gegenanzeigen für die oberen und unteren Gliedmaßen:

Nicht anwenden, wenn eine periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) mit Knöchel-Arm-Index (ABI) < 0,6 vorliegt.

Nicht bei dekompensierter Herzinsuffizienz anwenden.

Nicht bei fortgeschrittener diabetischer Mikroangiopathie anwenden.

Nicht verwenden, wenn eine extraanatomische Bypassoperation der betroffenen Gliedmaße vorliegt.

Besondere Gegenanzeigen für die oberen Gliedmaßen:

Nicht bei einer Erkrankung des Plexus brachialis anwenden.

Nicht bei Vaskulitis der Extremitäten anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen

Die von der medizinischen Fachkraft empfohlenen Verordnungen und Empfehlungen sind strikt einzuhalten.

Eine regelmäßige Überprüfung des Nutzen-/Risiko-Verhältnisses und des passenden Druckgrades durch eine medizinische Fachkraft ist Pflicht bei:

- pAVK mit ABI zwischen 0,6 und 0,9
- fortgeschrittener peripherer Neuropathie

- nässender oder ekzematisierter Dermatoase.

Bei Unwohlsein, übermäßigen Beschwerden, Schmerzen, einer Änderung des Volumens der Gliedmaße, Verschlechterung des Hautzustands, Infektionen, ungewöhnlichen Empfindungen, Verfärbung der Extremitäten oder Veränderung der Wirksamkeit das Produkt abnehmen und den Rat einer medizinischen Fachkraft einholen.

Das Produkt nicht direkt auf eine offene Wunde ohne Verband auflegen. In der Stabilisierungsphase des Ödems (z.B. Lymphödems) muss das Produkt als Ergänzung zu tagsüber getragener Kompressionskleidung auch nachts getragen werden. Es muss die ganze Nacht über getragen werden. Es kann tagsüber in Ruhephasen getragen werden. Die Anwendung dieser Textilien kann Druckstellen verursachen. Diese Druckstellen sind gutartig und vorübergehend. Die Behandlung nicht ohne ärztlichen Rat unterbrechen.

Bei empfindlicher Haut empfiehlt es sich, die betroffenen Gliedmaßen vor dem Anlegen des Kleidungsstücks mit einer Baumwollbinde zu umwickeln. Aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung der Erkrankung wird empfohlen, das Kompressionsprodukt unter regelmäßiger medizinischer Betreuung zu verwenden, um sicherzustellen, dass das Produkt weiterhin für die jeweilige Pathologie geeignet ist. Die Anwendung eines Medizinprodukts durch ein Kind sollte unter Aufsicht eines Erwachsenen oder einer medizinischen Fachkraft erfolgen.

Nicht zum Baden verwenden.

Vor dem Anlegen des Produkts keine Pflege (Cremes, Salben, Öle, Gele, Pflaster usw.) auf die Haut auftragen, da diese das Produkt beschädigen könnten.

Darauf achten, das Produkt beim Anlegen nicht mit den Fingernägeln zu beschädigen.

Im Fall einer fortgeschrittenen Venenerkrankung oder eines Venengeschwürs den Rat einer medizinischen Fachkraft für eine angemessene Kompressionsbehandlung des gesamten Beins befolgen.

Das Produkt darf aus hygienischen, sicherheits- und leistungsbezogenen Gründen nicht für einen anderen Patienten wiederverwendet werden.

Un erwünschte Nebenwirkungen

Dieses Produkt kann Hautreaktionen (Rötungen, Juckreiz, Verbrennungen, Blasen usw.) oder sogar Wunden mit unterschiedlichem Schweregrad sowie Hauttrockenheit verursachen.

Jegliche schweren Zwischenfälle in Verbindung mit diesem Produkt müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, indem der Nutzer und/oder der Patient niedergelassen sind, gemeldet werden.

Gebrauchsanweisung/Hinweise zum Anlegen ☹️

Die für den Patienten geeignete Größe anhand der Größentabelle auswählen.

Es wird empfohlen, das Kleidungsstück vor dem ersten Gebrauch zu waschen.

Vor jeder Verwendung die Unversehrtheit des Produkts überprüfen.

Mobiderm® Autofit-Kleidung kann wie herkömmliche Kleidungsstücke direkt auf der Haut oder bei empfindlicher Haut über einer Baumwollbinde getragen werden.

Anlegen des Waden- und des Oberschenkelstrumpfs:

Alle Klettverschlüsse an einer Seite des Kleidungsstücks öffnen ☹️.

Den Fuß in das Kleidungsstück einführen ☹️ und es dann vorsichtig am Bein entlang bis zum Knie (Wadenstrumpf) ☹️ oder bis unter die Gesäßfalte (Oberschenkelstrumpf) gleiten lassen.

Nicht mehr als notwendig am Kleidungsstück ziehen.

Die Klettverschlüsse am Fuß beginnend ☹️ bis zum Knie oder bis zur Gesäßfalte wieder schließen ☹️.

In mehreren Schritten vorgehen bis die von der Gesundheitsfachkraft empfohlene Einstellung erreicht ist (siehe Absatz „Einstellen der Klettverschlüsse“).

Sobald das Kleidungsstück richtig sitzt, die Gliedmaße massieren, um eine gleichmäßige Verteilung der Schaumstoffwürfel zu gewährleisten ☹️.

Anlegen des Armstrumpfs mit Handteil ohne Finger:

Alle Klettverschlüsse öffnen ☹️.

Die Hand in das Kleidungsstück einführen ☹️ und es vorsichtig am Arm entlang bis unter die Achsel gleiten lassen ☹️.

Nicht mehr als notwendig am Kleidungsstück ziehen.

Die Klettverschlüsse an der Hand beginnend ☹️ bis unter die Achsel wieder schließen ☹️.

In mehreren Schritten vorgehen bis die von der Gesundheitsfachkraft empfohlene Einstellung erreicht ist (siehe Absatz „Einstellen der Klettverschlüsse“).

Sobald das Kleidungsstück richtig sitzt, die Gliedmaße massieren, um eine gleichmäßige Verteilung der Schaumstoffwürfel zu gewährleisten ☹️.

Einstellen der Klettverschlüsse Ⓐ Ⓑ:

Mobiderm® Autofit-Kleidung weist an mehreren Stellen Verstellmarkierungen auf (+/++/+++/++++).

Sie ermöglichen das Anpassen der Kleidung an Ihre Morphologie unter Berücksichtigung der gelieferten Größe.

In der **Erhaltungsphase** (beim Lymphödem) sind die Linien zu beachten, bei denen die „+“-Symbole nicht eingekreist sind. Die Symbole +/++/+++/++++ dienen zur Orientierung, um die Klettverschlüsse einzustellen.

In der **Entstaunungsphase** (beim Lymphödem) sind die Linien zu beachten, bei denen die „+“-Symbole eingekreist sind. Die Symbole (+) (++) (+++) (++++)

dienen zur Orientierung, um die Klettverschlüsse einzustellen. Zur Ermittlung der empfohlenen Einstellung entsprechend der Phasen (Entstaunungsphase oder Erhaltungsphase), beachten Sie die verschiedenen Tabellen zur Einstellung des Umfangs: Ⓐ auf S. 2 und Ⓑ auf S. 4.

Am Anfang des Beipackzettels findet sich eine Empfehlung für die Einstellung der Klettverschlüsse.

In jedem Fall sind die Anweisungen der medizinischen Fachkraft zu befolgen, die das Produkt verschrieben hat.

Beispiel: (siehe Tabelle Ⓐ S. 2 - Ⓑ S. 4)



Pflege ☹️

Für eine möglichst lange Wirksamkeit der Mobiderm® Autofit-Kleidung und um Entzündungen zu vermeiden, ist es wichtig, sie jeden Tag bzw. nach jeder Verwendung zu waschen.

Klettverschlüsse vor dem Waschen schließen.

Handwäsche: das Produkt in kalter Seifenlauge einweichen, mit einem sauberen Schwamm reinigen und das Wasser ausdrücken. Fern von direkten Wärmequellen (Heizkörper, Sonne usw.) an der Luft trocknen lassen. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bügeln.

Maschinenwäsche:

- Den Wollwaschgang mit kaltem Wasser verwenden.
- Ein Waschmittel ohne Weichspüler verwenden.
- Keine Reinigungsmittel oder aggressiven Produkte (chlorhaltige Produkte o. A.) verwenden.
- Das Kleidungsstück in einem Waschenetz waschen, um zu vermeiden, dass es durch andere Kleidungsstücke (insbesondere Klett- oder Reißverschlüsse) beschädigt wird.
- Mit der Hand ausdrücken.
- Fern von direkten Wärmequellen (Heizkörper, Sonne usw.) an der Luft trocknen lassen.
- Nicht im Trockner trocknen.
- Nicht bügeln.

Wird das Kleidungsstück nicht getragen, ist es flach ausgebreitet, im Idealfall mit geschlossenen Klettverschlüssen zu lagern ☹️. Ist ein Falten unvermeidbar, sollten die Haken nach außen zeigen ☹️.

Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur und vorsorgsweise in der Originalverpackung aufbewahren.

Entsorgung

Den örtlich geltenden Vorschriften entsprechend entsorgen.

Diesen Beipackzettel aufbewahren.

nl

VERSTELBARE MOBILISATIE-COMPRESSIEKLEIDUNG VOOR OEDEMEN

Omschrijving/Gebruik

De mobiliserende en comprimerende Mobiderm® Autofit-kledingstukken zijn bedoeld voor de behandeling van oedemen (bijvoorbeeld: lymfoedeem) van de bovenste of onderste ledematen.

Doelgroep: volwassen en kinderen die lijden aan de aangegeven pathologieën en die compatibel zijn met de maattabel. Deze reeks is verkrijgbaar in verschillende modellen:

- Armkous met handschoen
- Dijkous (bilateraal)
- Kous (bilateraal).

De kleding bestaat uit:

- aan de binnenzijde, de Mobiderm®-technologie bestaande uit schuimblokjes die tussen 2 niet-geweven verbandlagen zijn geplaatst;
- aan de buitenzijde twee zachte en elastische beigekleurige stoffen en klittenband waardoor het kledingstuk kan worden aangepast aan de omvang van de ledemaat.

Er worden twee maten schuimrubberen blokjes gebruikt, afhankelijk van het te behandelen lichaamsdeel: kleine blokjes (5 x 5 mm) op de hand en voet, grote blokjes (15 x 15 mm) op het been en de arm.

Samenstelling

Textielcomponenten: polyamide - polyester - katoen - polyurethaan - elastaan - acryl kleefmassa - siliconen (dijkous en kous).

Schuimcomponenten: polyurethaan (grote blokjes) - polyethyleen (kleine blokjes).

Eigenschappen/Werking

Mobiderm® Autofit-kleding omvat:

- compressie, door druk uit te oefenen op de ledemaat, waardoor de lymfecirculatie wordt bevorderd en het volume van het oedeem wordt gestabiliseerd of;
- een onderhuidse drainage met behulp van de Mobiderm®-technologie, die bestaat uit schuimrubberen blokjes die willekeurig tussen twee verbanden zijn aangebracht. In contact met de huid zorgen de blokjes voor een drukverschil tussen hun ondersteunende zone en het gebied eromheen, waardoor multidirectionele circulatiegangen voor het lymfvocht onder de huid ontstaan. Lymfvocht beweegt van gebieden die door de blokjes worden ingedrukt naar vrije gebieden. Dit bevordert een efficiënte drainage van het lymfvocht. ☹️

Ze kunnen zowel 's nachts als overdag worden gedragen.

Indicaties

Behandeling van acuut of chronisch oedeem (bijvoorbeeld: lymfoedeem in de intensieve en/of onderhoudsfase).

Contra-indicaties

Niet gebruiken in geval van ernstige dermatologische aandoeningen van de betrokken ledemaat.

Gebruik het hulpmiddel niet in geval van bekende allergieën voor een van de componenten.

Niet gebruiken in het geval van ernstige perifere neuropathie van de betrokken ledemaat.

Niet gebruiken in het geval van septische trombose.

Niet gebruiken in het geval van flegmatia coerulea dolens (pijnlijke blauwe flebitis met arteriële compressie) van de betrokken ledemaat.

Specifiek voor de onderste ledematen:

Niet gebruiken in het geval van obliteratief arterieel vaatlijden van de onderste ledematen (AOMI) met een systolische drukindex (SPI) < 0,6.

Niet gebruiken in het geval van gedecompenseerd hartfalen.

Niet gebruiken in het geval van veegevordeerde diabetische microangiopathie.

Niet gebruiken in geval van extra-anatomische bypass van de betrokken ledemaat.

Specifiek voor de bovenste ledematen:

Niet gebruiken ingeval van brachiale plexus pathologie.

Niet gebruiken in het geval van vasculitis van de ledematen.

Voorzorgsmaatregelen

Houd u strikt aan de voorschriften en de gebruiksinstructies van uw zorgprofessional.

Regelmatige herbeoordeling van de baten/risicoverhouding en het juiste drukniveau door een gezondheidswerker is vereist in geval van:

- AOMI met EAI tussen 0,6 en 0,9
- Ernstige perifere neuropathie
- Uitstromende of eczematuze dermatose.

In geval van ongemak, aanzienlijke hinder, pijn, verschil in omvang van de ledematen, verslechtering van de huidconditie, infectie, een abnormaal gevoel of verandering in de kleur van de ledematen, of verandering van de prestaties, verwijder het hulpmiddel en neem contact op met een zorgverlener.

Het product niet rechtstreeks op beschadigde huid of een open wond aanbrengen zonder aangepast verband.

Tijdens de onderhoudsfase van het lymfoedeem moet het hulpmiddel 's nachts worden gedragen in plaats van het compressiekleidingstuk voor overdag. Het moet de hele nacht gedragen worden. Het kan overdag tijdens de rustfasen worden gedragen.

De toepassing van dit hulpmiddel kan huidvlekken veroorzaken. Deze vlekken zijn goedaardig en van voorbijgaande aard, stop niet met uw behandeling zonder medisch advies.

Voor de kwetsbare huid wordt aanbevolen een katoenen verband op de ledematen aan te brengen alvorens het kledingstuk aan te trekken.

Door de voortdurende evolutie van de pathologie is een regelmatige follow-up door een arts aanbevelen om na te gaan of het hulpmiddel nog steeds aangepast is aan de pathologie.

Gebruik van een medisch hulpmiddel door een kind mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene of een zorgprofessional.

Niet gebruiken bij het zwermen.

Breng geen producten aan op de huid (crèmes, zalven, oliën, gels, pleisters, enz.) voordat u het hulpmiddel aanbrengt, aangezien deze het product kunnen beschadigen.

Let op dat u het hulpmiddel bij het aandoen niet beschadigt, vooral niet met uw nagels.

Bij een ontwikkelde gassocieerde veneuze aandoening of een veneus ulcus moet u advies innemen bij een zorgprofessional voor een aangepaste compressiebehandeling van het gehele been.

Om hygiënische redenen en omwille van de prestatiekwaliteit en veiligheid mag het product niet door andere patiënten worden gebruikt.

Ongewenste bijwerkingen

Dit hulpmiddel kan huidreacties (roodheid, jeuk, branderigheid, blaren, enz.) of zelfs wonden in verschillende mate van ernst of uitdroging van de huid, veroorzaken.

Elk ernstig voorval met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Gebruiksaanwijzing ☹️

Kies de juiste maat voor de patiënt aan de hand van de maattabel.

Het woord aanbevelen om het hulpmiddel vóór het eerste gebruik te washen.

Controleer de betrouwbaarheid van het product vóór elk gebruik.

Het Mobiderm® Autofit-kledingstuk kan direct op de huid worden aangebracht als een kledingstuk of over een katoenen verband voor kwetsbare huiden.

Kous en dijkous aantrekken:

Open alle klittenbandsluitingen aan één kant van het kledingstuk ☹️.

Steek de voet in het kledingstuk ☹️ en schuif het kledingstuk vervolgens voorzichtig langs het been tot onder de knie (kous) ☹️ of tot onder de bilplooï (dijkous).

Trek niet meer aan het kledingstuk dan nodig is.

Sluit de klittenbandsluitingen, beginnend bij de voet ☹️ en werk zo door tot aan de knie- of bilplooï ☹️.

Ga in verschillende stappen te werk totdat u de door uw zorgprofessional aanbevelen instelling heeft bereikt (zie paragraaf "Afstellen van de klittenbandsluitingen").

Zodra het kledingstuk volledig op zijn plaats zit, masseert u het been om te zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de schuimrubberen blokjes ☹️.

Armkous met handschoen aantrekken:

Open alle klittenbandsluitingen ☹️.

Steek de hand in het kledingstuk ☹️ en schuif het voorzichtig langs de arm tot onder de oksel ☹️.

Trek niet meer aan het kledingstuk dan nodig is.

Sluit de klittenbandsluiting, te beginnen bij de hand ☹️ en werk zo door tot aan de oksel ☹️.

Ga in verschillende stappen te werk totdat u de door uw zorgprofessional aanbevolen instelling heeft bereikt (zie paragraaf "Afstellen van de klittenbandsluitingen").

Zodra het kledingstuk volledig op zijn plaats zit, masseer u het been om te zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de schuimrubberen blokjes **Ⓐ**. **Afstellen van de klittenbandsluitingen **Ⓐ** & Ⓑ**:

De Mobiderm® Autofit-kledingstukken hebben op verschillende punten spankrachtindicaties (+/++/+++/(+++)).

Deze maken het mogelijk het kledingstuk aan te passen aan uw lichaamsbouw naar gelang van de maat van het aan u geleverde kledingstuk.

Baseer u in de **onderhoudsfase** (lymfoedeem) op de lijnen met niet-omcirkelde +. De symbolen +/++/+++/(+++)) dienen als markeringen voor het afstellen van de klittenbandsluitingen.


Baseer u in de **intensieve fase** (lymfoedeem), op de lijnen waarin de + omcirkeld zijn. De symbolen **(+)****(++)****(+++)****(+++)** dienen als markeringen voor het afstellen van de klittenbandsluitingen.

Raadpleeg de verschillende spankrachttabellen van de omtrekken om gemakkelijk de aanbevolen spankracht voor de desbetreffende fase te vinden **Ⓐ**, p. 2 en **Ⓑ**, p. 4.

Een aanbeveling voor de afstelling van de zelfverstelbare kleding wordt aan het begin van de handleiding slechts ter indicatie gegeven.

Raadpleeg in alle gevallen de instructies van de arts die het product heeft voorgeschreven.

Voorbeeld: (zie de tabellen **Ⓐ**, p. 2 - **Ⓑ**, p. 4)



Verzorging **Ⓔ**

Om ervoor te zorgen dat de Mobiderm® Autofit-kleding zo lang mogelijk werkzaam blijven en om infecties te voorkomen, is het belangrijk om ze dagelijks of na elk gebruik te wassen.

Sluit de klittenbandsluitingen voor elke wasbeurt.

Met de hand: week het hulpmiddel in koud zeepwater, wrijf het in met een schone spons en knijp het met de hand uit. Drogen in de open lucht, uit de buurt van een directe warmtebron (verwarming, zon...). Niet in de wasdroger. Niet strijken.

In de wasmachine:

- Gebruik het wolprogramma, koude temperatuur.
- Gebruik een wasmiddel zonder wasverzachter.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of agressieve middelen (chloorproducten, enz.).
- Stop het kledingstuk in een waszak om beschadiging door andere kledingstukken te voorkomen (met name kledingstukken met klittenband of ritssluiting).
- Met de hand uitwringen.
- Drogen in de open lucht, uit de buurt van een directe warmtebron (verwarming, zon...).
- Niet in de wasdroger.
- Niet strijken.

Wanneer het kledingstuk niet wordt gedragen, berg het dan bij voorkeur plat op, met de klittenbandsluitingen gesloten **Ⓔ**. Als het moet worden gevouwen, plaatst u de haakjes aan de buitenkant **Ⓔ**.

Bewaaraadvis

Bewaren op kamertemperatuur, bij voorkeur in de originele verpakking.

Verwijdering

Voer het hulpmiddel af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Deze handleiding bewaren.

IT INDUMENTI REGOLABILI DI MOBILIZZAZIONE E COMPRESSIONE PER GLI EDEMI

Descrizione/Destinazione d'uso

Gli indumenti di mobilizzazione e compressione Mobiderm® Autofit sono destinati al trattamento degli edemi (ad esempio: linfedema) degli arti superiori o inferiori.

Popolazione target: pazienti adulti e bambini affetti dalle patologie indicate, compatibilmente con la tabella delle misure.

Questa gamma è disponibile in diversi modelli:

- Manicotto con mezzoganto
- Calza alla coscia (bilaterale)
- Calza corta (bilaterale).

Gli indumenti comprendono:

- sul lato interno, la tecnologia Mobiderm® costituita da inserti in schiuma racchiusi tra 2 strati di tessuto non tessuto;
- sul lato esterno, due tessuti elastici e morbidi di colore beige e autograppanti che permettono la regolazione dell'indumento secondo il volume dell'arto.

Secondo la zona del corpo trattata, sono utilizzate due misure di inserti in schiuma: inserti piccoli (5 x 5 mm) sulla mano e sul piede, inserti grandi (15 x 15 mm) a livello della gamba e del braccio.

Composizione

Componenti tessili: poliammide - poliestere - cotone - poliuretano - elastan - massa adesiva acrilica - silicone (calza alla coscia e calza corta). Componenti schiuma: poliuretano (inserti grandi) - polietilene (inserti piccoli).

Proprietà/Modalità di funzionamento

Gli indumenti Mobiderm® Autofit forniscono:

- compressione, esercitando una pressione sull'arto allo scopo di favorire la circolazione linfatica e aiutare a mantenere o ridurre il volume dell'edema;
- drenaggio sottocutaneo, grazie alla tecnologia Mobiderm® che comprende inserti in schiuma posizionati in maniera aleatoria tra due strati di tessuto non tessuto. A contatto con la pelle, gli inserti generano una differenza di pressione tra la zona di appoggio e la circonferenza, creando corridoi di circolazione multidirezionale della linfa sottocutanea. La linfa si sposta dalle zone compresse dai dadi verso le zone libere. Pertanto sono favorite l'efficacia del drenaggio e la circolazione della linfa. **Ⓒ**

Sono adatti a essere indossati di giorno come di notte.

Indicazioni

Trattamento dell'edema acuto o cronico (ad esempio: linfedema in fase intensiva e/o di mantenimento).

Controindicazioni

Non utilizzare in caso di affezioni dermatologiche maggiori di un arto interessato.

Non utilizzare in caso di allergia nota a uno dei componenti.

Non utilizzare in caso di neuropatia periferica grave dell'arto interessato.

Non utilizzare in caso di trombosi settica.

Non utilizzare in caso di plegmasia cerulea dolens (flebite blu dolente con compressione arteriosa) dell'arto interessato.

Specifiche per gli arti inferiori:

Non utilizzare in caso di arteriopatia obliterante degli arti inferiori con indice di pressione sistolica (IPS) < 0,6.

Non utilizzare in caso di insufficienza cardiaca scompensata.

Non utilizzare in caso di microangiopatia diabetica avanzata.

Non utilizzare in caso di bypass extra-anatomico dell'arto interessato.

Specifiche per gli arti superiori:

Non utilizzare in caso di patologia del plesso brachiale.

Non utilizzare in caso di vasculite delle estremità.

Precauzioni

Rispettare scrupolosamente le indicazioni e il protocollo di utilizzo indicato dal medico.

Nei seguenti casi è necessaria una rivalutazione regolare del rapporto beneficio/rischio e del livello adeguato di pressione da parte di un professionista sanitario:

- Arteriopatia obliterante degli arti inferiori con indice di pressione sistolica compreso tra 0,6 e 0,9
- Neuropatia periferica avanzata
- Dermatite umida o eczematosa.

In caso di fastidio, disagio importante, dolore, variazione del volume dell'arto, alterazioni cutanee, infezione, sensazioni anomale o cambio di colore delle estremità o di variazione delle prestazioni, rimuovere il dispositivo e rivolgersi a un professionista sanitario.

Non mettere il prodotto direttamente a contatto con la pelle lesa o con una ferita aperta senza una medicazione adeguata.

Durante la fase di mantenimento del linfedema, il dispositivo deve essere indossato durante la notte al posto dell'indumento di compressione diurno. Deve essere indossato per tutta la notte. Può essere indossato di giorno durante le fasi di riposo.

L'applicazione di questo dispositivo può favorire la comparsa di segni cutanei. Questi segni sono benigni e transitori, pertanto non interrompere il trattamento senza il parere del medico.

In caso di pelle fragile, si raccomanda di applicare una benda di cotone sull'arto prima di infilare l'indumento.

Dato il costante andamento evolutivo della patologia, è consigliabile effettuare controlli regolari presso un medico al fine di verificare nel tempo l'adeguatezza del dispositivo allo stato della patologia.

L'uso di un dispositivo medico da parte di un bambino deve essere effettuato sotto la supervisione di un adulto o di un professionista sanitario. Non utilizzare per fare il bagno.

Non applicare prodotti sulla pelle (creme, unguenti, oli, gel, patch, ecc.) prima di applicare il dispositivo, poiché potrebbero danneggiare il prodotto. Prestare attenzione a non danneggiare il dispositivo durante la calzata, in particolare con le unghie.

In caso di malattia venosa avanzata o ulcera venosa, consultare un medico per un trattamento di compressione adatto da applicare su tutta la gamba. Per ragioni di igiene, sicurezza ed efficacia del prodotto, non riutilizzare il prodotto su un altro paziente.

Effetti indesiderati secondari

Questo dispositivo può provocare reazioni cutanee (rossori, prurito, bruciori, bolle, ecc.) o addirittura ferite di gravità variabile oppure secchezza cutanea.

Qualsiasi incidente grave legato al dispositivo dovrà essere notificato al fornitore e all'autorità competente dello Stato membro nel quale risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

Istruzioni d'uso/Posizionamento **Ⓓ**

Scegliere la taglia adatta al paziente consultando la relativa tabella.

Si raccomanda di lavare il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.

Prima dell'uso, verificare l'integrità del prodotto.

L'indumento Mobiderm® Autofit può essere indossato direttamente sulla pelle come un indumento abituale oppure su una benda di cotone in caso di pelle fragile.

Come indossare la calza corta e la calza alla coscia:

Aprire tutte le chiusure a strappo su un solo lato dell'indumento **Ⓓ**.

Infilare il piede nell'indumento **Ⓓ**, quindi farlo scivolare con attenzione lungo l'arto fin sotto il ginocchio (calza) **Ⓓ** o fino alla piega del gluteo (calza alla coscia).

Evitare di tirare l'indumento più del necessario.

Richudere le chiusure a strappo iniziando dal piede **Ⓓ** e risalendo fino al ginocchio o alla piega del gluteo **Ⓓ**.

Procedere in più fasi, fino a ottenere la regolazione consigliata dal professionista sanitario (cfr. paragrafo "Regolazione delle chiusure a strappo").

Una volta indossato completamente l'indumento, massaggiare l'arto per garantire una ripartizione omogenea dei dadi in schiuma **Ⓓ**.

Come indossare il manicotto con mezzoganto:

Aprire tutte le chiusure a strappo **Ⓓ**.

Infilare la mano nell'indumento **Ⓓ**, quindi farlo scivolare con attenzione lungo l'arto fin sotto l'ascella **Ⓓ**.

Evitare di tirare l'indumento più del necessario.

Richudere le chiusure a strappo iniziando dalla mano **Ⓓ** e risalendo fin sotto l'ascella **Ⓓ**.

Procedere in più fasi, fino a ottenere la regolazione consigliata dal professionista sanitario (cfr. paragrafo "Regolazione delle chiusure a strappo").

Una volta indossato completamente l'indumento, massaggiare l'arto per garantire una ripartizione omogenea dei dadi in schiuma **Ⓓ**.

Regolazione delle chiusure a strappo **Ⓐ & Ⓑ**:

Gli indumenti Mobiderm® Autofit riportano le indicazioni di serraggio (+/++/+++/(+++)) in diversi punti.

Queste permettono di adattare l'indumento alla morfologia in funzione della misura che è stata prescritta.

In fase di **mantenimento** (linfedema), riferirsi alle righe di + non cerchiati.

I simboli +/++/+++/(+++)) servono da riferimento per regolare le chiusure a strappo.


In fase di **intensiva** (linfedema), riferirsi alle righe nelle quali i + sono cerchiati. I simboli **(+)****(++)****(+++)****(+++)** servono da riferimento per regolare le chiusure a strappo.

Per trovare facilmente il serraggio consigliato in funzione della fase, riferirsi alle varie tabelle di serraggio delle circonferenze **Ⓐ** pag. 2 e **Ⓑ** pag. 4.

All'inizio delle presenti istruzioni sono riportate a titolo indicativo le raccomandazioni di regolazione delle chiusure a strappo.

Attenersi in ogni caso alle raccomandazioni del medico che ha prescritto il prodotto.

Esempio: (riferirsi alle tabelle **Ⓐ** pag. 2 - **Ⓑ** pag. 4)



Pulizia **Ⓔ**

Affinché gli indumenti Mobiderm® Autofit mantengano la loro efficacia il più a lungo possibile e al fine di evitare infezioni, è essenziale lavarli tutti i giorni o dopo ogni utilizzo.

Richudere le chiusure a strappo prima del lavaggio.

A mano: immergere il dispositivo in acqua fredda e sapone, strofinare con una spugna pulita e strizzare premendo con le mani. Fare asciugare all'aria, lontano da fonti di calore dirette (calorifero, sole, ecc.). Non asciugare nell'asciugatrice. Non stirare.

In lavatrice:

- Utilizzare il ciclo lana, temperatura a freddo.
- Utilizzare un detersivo senza ammorbidente.
- Non utilizzare detersivi o prodotti aggressivi (prodotti a base di cloro).
- Mettere l'indumento in una retina per capi delicati per evitare che venga danneggiato da altri indumenti (in particolare con chiusure a strappo o zip).
- Strizzare a mano solamente premendo.

- Fare asciugare all'aria, lontano da fonti di calore dirette (calorifero, sole, ecc.).
- Non asciugare nell'asciugatrice.
- Non stirare.

Quando non si indossa l'indumento, conservarlo preferibilmente in posizione orizzontale, con le chiusure a strappo chiuse **Ⓓ**. Se deve essere piegato, posizionare i ganci all'esterno **Ⓓ**.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, preferibilmente nella confezione originale.

Smaltimento

Smaltire conformemente alla regolamentazione locale in vigore.

Conservare queste istruzioni.

es

PRENDAS MOVILIZADORAS Y COMPRESIVAS AJUSTABLES PARA EDEMAS

Descripción/Us

Las prendas movilizadoras y compresivas Mobiderm® Autofit están destinadas al tratamiento de los edemas (por ejemplo: linfedema) de los miembros superiores o inferiores.

Personas a las que están dirigidas: pacientes adultos y niños que sufran las patologías indicadas y compatibles con la tabla de tallas.

Esta gama se encuentra disponible en diferentes modelos:

- Manga con mitón
- Media muslo (bilateral)
- Calcetín (bilateral).

Las prendas se componen:

- en el lado interno, de la tecnología Mobiderm®, que consiste en cubos de espuma incrustados entre 2 láminas de tejido no tejido;
- en el lado externo, de dos tejidos elásticos y suaves de color beige y de autoadherentes que permiten el ajuste de la prenda al volumen del miembro.

Se utilizan dos tamaños de cubos de espuma en función de la zona del cuerpo tratada: cubos pequeños (5 x 5 mm) en la mano y el pie, cubos grandes (15 x 15 mm) en la pierna y el brazo.

Composición

Componentes textiles: poliamida - poliéster - algodón - poliuretano - elastano - masa adhesiva acrílica - silicona (media-muslo y calcetín).

Componentes de la espuma: poliuretano (cubos grandes) - polietileno (cubos pequeños).

Propiedades/Modo de acción

Las prendas Mobiderm® Autofit aportan:

- compresión, aplicando una presión sobre el miembro y favoreciendo así la circulación linfática y ayudando a mantener o reducir el volumen del edema;
- un drenaje subcutáneo a través de la tecnología Mobiderm® compuesta por cubos de espuma colocados de forma aleatoria entre dos capas de material no tejido. En contacto con la piel, los cubos proporcionan un diferencial de presión entre su zona de apoyo y su entorno, creando pasillos de circulación multidireccionales para la linfa bajo la piel. La linfa es desplazada de las zonas presionadas por los cubos hacia las zonas libres. La eficacia del drenaje y la circulación se ven así favorecidos. **Ⓒ**

Están diseñados para llevarlos de día y de noche.

Indicaciones

Tratamiento del edema agudo o crónico (por ejemplo: linfedema en fase intensiva y/o de mantenimiento).

Contraindicaciones

No utilizar en caso de afecciones dermatológicas importantes del miembro concernido.

No utilice en caso de alergia conocida a uno de los componentes.

No utilizar en caso de neuropatía periférica grave del miembro concernido.

No utilizar en caso de trombosis séptica.

No utilizar en caso de flegmiasia cerúlea dolens (flebitis azul dolorosa con compresión arterial) del miembro concernido.

Específicas de los miembros inferiores:

No utilizar en caso de arteriopatía obliterante de los miembros inferiores (AOMI) con índice de presión sistólica (IPS) < 0,6.

No utilizar en caso de insuficiencia cardíaca descompensada.

No utilizar en caso de microangiopatía diabética avanzada.

No utilizar en caso de derivación extra-anatómica del miembro concernido.

Específicas de los miembros superiores:

No utilizar en caso de patología del plexo braquial.

No utilizar en caso de vasculitis de los miembros.

Precauciones

Seguir estrictamente la prescripción y el protocolo de utilización recomendado por el profesional de la salud.

Es necesario que un profesional sanitario reevalúe periódicamente la relación beneficio/riesgo y el nivel adecuado de presión en caso de:

- AOMI con IPS entre 0,6 y 0,9
- Neuropatía periférica evolucionada
- Dermatitis supurante o eczematizada.

En caso de incomodidad, molestia importante, dolor, variación del volumen del miembro, alteración de la piel, infección, sensaciones anormales, cambio de color de los miembros o cambio del rendimiento, retirar el dispositivo y consultar a un profesional sanitario.

No colocar el producto directamente sobre una piel dañada o una herida abierta sin un apósito adecuado.

En la fase de mantenimiento del linfedema, el dispositivo deberá utilizarse durante la noche como relevo de la prenda compresiva de día. Deberá mantenerse durante toda la noche. Podrá utilizarse durante el día en las fases de reposo.

La aplicación de este dispositivo puede provocar la aparición de marcas cutáneas. Dichas marcas son benignas y transitorias. No interrumpa el tratamiento sin consultar a su médico.

Para las pieles frágiles, se recomienda aplicar una venda de algodón sobre el miembro antes de colocar la prenda.

Debido a la capacidad de evolución constante de la patología, se recomienda un seguimiento periódico por parte de un profesional sanitario para verificar si el dispositivo de compresión sigue siendo adecuado para la patología.

El uso de un producto sanitario por parte de un niño deberá hacerse bajo la supervisión de un adulto o de un profesional sanitario.

No lo utilice para el baño.

No aplique ningún producto sobre la piel (cremas, pomadas, aceites, geles, parches, etc.) antes de aplicar el dispositivo, ya que podrían dañarlo.

Procurar no dañar el dispositivo durante la colocación, sobre todo con las uñas.

En caso de enfermedad venosa evolucionada asociada o de úlcera venosa, solicitar una consulta a un profesional de la salud para un tratamiento compresión adecuado de toda la pierna.

Por razones de higiene, de seguridad y de eficacia, no reutilizar el producto para otro paciente.

Efectos secundarios indeseables

Este dispositivo puede producir reacciones cutáneas (rojeces, picor, quemazón, ampollas...) e incluso heridas de gravedad variable o sequedad cutánea.

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debería ser objeto de una notificación al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que está establecido el usuario y/o el paciente.

Siden sykdommen kan utvikle seg, anbefales jevnlig oppfølging hos helsepersonell for å sikre at kompresjonsproduktet fortsatt er tilpasset sykdommen.

Bruk av medisinsk utstyr til barn skal alltid gjøres under tilsyn av voksen eller helsepersonell.

Skal ikke brukes ved bading.

Ikke påfør hudprodukter (kremer, salver, oljer, geler, plaster osv.) før produktet settes på, da dette kan skade produktet.

Vær forsiktig med neglene så du ikke skader produktet når det settes på.

Ved fremskreden venesykdom eller venøse sår, søk råd hos helsepersonell for egnet kompresjonsbehandling av hele benet.

Av hygieniske, sikkerhetsmessige og ytelsesmessige årsaker skal produktet ikke gjenbrukes på andre pasienter.

Bivirkninger

Dette produktet kan forårsake hudreaksjoner (rødhet, kløe, brannsår, blinner osv.) samt sår av varierende alvorlighetsgrad eller tørr hud.

Alle alvorlige hendelser som oppstår i tilknytning til produktet, skal meldes fra til produsenten og til ansvarlig tilsynsmyndighet i det medlemslandet der brukeren og/eller pasienten er bosatt.

Bruksanvisning / påføring ❶

Velg riktig størrelse til pasienten ved å se på størrelsesveiledningen.

Det er anbefalt å vaske plagget før første gangs bruk.

Kontroller tilstanden til produktet før bruk.

Mobiderm® Autofit-plagget kan brukes direkte på huden som et vanlig plagg, eller over en bomullsbandasje ved sensitiv hud.

Påføring av kne- og lårstørpe:

Åpne alle borrelåsfestene på én side av plagget ❷.

Sett foten inn i plagget ❸, og dra det forsiktig opp langs benet til det sitter like under kneet (for knestørpe) ❹, eller til like under setefuren (for lårstørpe).

Unngå å dra mer enn nødvendig i plagget for å ta det på.

Lukk borrelåsfestene, start fra foten ❶ og fortsett deretter oppover til kneet eller setet ❹.

Utfør tilpasningen trinnvis til du oppnår helsepersonelllets anbefalte innstilling (se avsnittet «Tilpasning av borrelåsfestene»).

Når plagget er helt på plass, skal området masseres for å sikre jevn fordeling av skumputer ❶.

Påføring av armstørpe med hanske:

Åpne alle borrelåsfestene ❷.

Før hånden inn i plagget, ❸ og trekk det forsiktig oppover armen til det ligger like under armhulen ❹.

Unngå å dra mer enn nødvendig i plagget for å ta det på.

Fest borrelåsene, først ved hånden ❹ og fortsett helt opp til armhulen ❷. Utfør tilpasningen trinnvis til du oppnår helsepersonelllets anbefalte innstilling (se avsnittet «Tilpasning av borrelåsfestene»).

Når plagget er på plass, skal armen masseres forsiktig for å sikre jevn fordeling av skumputer ❶.

Tilpasning av borrelåsfestene ❶ ❷:

Mobiderm® Autofit-plaggene har justeringsindikatorer (+/++/+++/++++) på flere steder.

Disse gir mulighet til å tilpasse plagget etter din kropp og i henhold til din størrelse.

I vedlikeholdsfasen (lymfødem): bruk +-linjene uten ramme som referanse. Symbolene +/++/+++/++++ fungerer som referansepunkter for justering av borrelåsfestene.

I intensiv fase (lymfødem): bruk +-linjene med ramme som referanse. Symbolene (+)(++)(+++)(++++) kan brukes som veiledning ved justering av borrelåsfestene.

Riktig justering i henhold til behandlingsfasen finnes i ulike tabeller for justering etter målt omkrets på side ❷ ❸ ❹.

Anbefalt justering av borrelåsfestene finnes i begynnelsen av bruksanvisningen.

Alltid følg anbefalingene fra helsepersonellet som har forskrevet produktet. Eksempel : (se tabellene på side ❷ ❸ ❹)



Vedlikehold ❸

For å bevare produktets effektivitet og forebygge infeksjoner skal Mobiderm® Autofit-plaggene vaskes daglig eller etter hver bruk.

Lukk alle borrelåsfester før hver vask.

Håndvask: bletlegg plagget i kaldt såpevann, vask med en ren svamp og klem ut vannet for hånd ved å presse. La det lufttørk, vekk fra direkte varmekilder (radiator, sollys osv.). Ikke tørk i tørketrommel. Ikke stryk.

I vaskemaskin:

- Bruk ullprogram med kaldt vann.

- Bruk et vaskemiddel uten skyllmiddel.

- Ikke bruk klor eller sterke rengjøringsmidler.

- Legg plagget i vaskepose for å unngå å andre plagg(særlig med borrelås eller glidelås)skader det.

- Klem ut vannet for hånd (ikke vri).

- La det lufttørk, vekk fra varmekilder (radiator, sollys osv.).

- Ikke tørk i tørketrommel.

- Ikke stryk.

Når plagget ikke er i bruk, bør det oppbevares flatt med borrelåsene lukket ❷. Hvis det må brettes, skal krokene vende utover ❸.

Oppbevaring

Oppbevar i romtemperatur, helst i originalemballasjen.

Avhending

Avhendes i samsvar med gjeldende lokal lovgivning.

Ta vare på disse instruksjonene.

sv JUSTERBARA MOBILISERANDE KOMPRESSIONSLAGG FÖR ÖDEM

Beskrivning/Avsedd användning

De mobiliserande kompressionslaggen Mobiderm® Autofit är avsedda för behandling av ödem (exempel: lymfödem) i de övre eller nedre extremiteterna.

Målgrupp: vuxna patienter och barn som lider av de patologier som anges och är kompatibla med storlekstabellen.

Detta sortiment finns i flera modeller:

- Armstrumpa med handdel
- Lårstrumpa (bilateral)
- Strumpa (bilateral).

Klädmara består av:

- insidan av Mobiderm®-tekniken består av skumkuber mellan 2 lager i nonwoven-material;

- utsidan består av två elastiska och mjuka tyger i beige och kardborrband som gör att plagget kan justeras efter kroppsdelens storlek.

Två storlekar av skumplattor används beroende på behandlad kroppsd: små kuber (5 x 5 mm) på hand och fot, stora kuber (15 x 15 mm) på ben och arm.

Sammansättning

Material textilier: polyamid - polyester - bomull - polyuretan - elasthan - akryl/blindmedelsmassa - silikon (lårstrumpa och knästrumpa).

Material skum: polyuretan (stora kuber) - polyeten (små kuber).

Egenskaper/Verkningsätt

Mobiderm® Autofit-kläder ger:

- kompression, genom att de trycker på kroppsdelen, vilket främjar cirkulationen i lymfsystemet och hjälper till att upprätthålla eller minska volymen av ödem;
- subkutan dränering via Mobiderm®-teknik som omfattar skumkuber som slumpmässigt placeras mellan två icke-vädda lager. Vid hudkontakt skapas en tryckskillnad mellan kubernas stödzon och ytterkanter, vilket skapar multidirektionella cirkulationspassager för lymfan under huden. Lymfan rör sig från de områden där kuberna utövar tryck till fria områden. Därmed främjas lymfsystemets dränering och cirkulation. ❷

Produkterna är utformade för att användas dag och natt.

Indikationer

Behandling av akut eller kroniskt ödem (till exempel: lymfödem i intensiv och/eller stödjande fas).

Kontraindikationer

Använd inte vid allvarliga dermatologiska besvär i den berörda extremiteten.

Får ej användas vid kall allergi mot något av innehållsämnen.

Använd inte vid allvarlig perifer neuropati i den berörda extremiteten.

Använd inte vid septisk trombos.

Använd inte vid phlegmatia coerulea dolens (smärtans blå flebit med arteriell kompression) i den berörda extremiteten.

Specifikt för nedre extremiteterna:

Använd inte vid arteriell sjukdom i de nedre extremiteterna (PAD) med systoliskt tryckindex (SPI) < 0,6.

Använd inte vid dekompenserad hjärtsvikt.

Använd inte vid avancerad diabetisk mikroangiopati.

Använd inte vid extraanatomisk bypass av den berörda extremiteten.

Specifikt för övre extremiteterna:

Använd inte vid patologi i plexus brachialis.

Använd inte vid vaskulit i extremiteterna.

Försiktighetsåtgärder

Följ noga rekommendationer och bruksanvisningar från sjukvårdspersonalen.

En regelbunden ny bedömning av risk/nyttaförhållandet och lämplig trycknivå av sjukvårdspersonal måste utföras vid:

- Perifer arteriell obstruktiv sjukdom med ett ABPI-värde mellan 0,6 och 0,9
- Avancerad perifer neuropati
- Våtskande eller eksemartad dermatos.

Ta av produkten och rådgör med sjukvårdspersonalen vid obehag, besvär, smärta, försämring av hudens tillstånd, infektion eller om armen eller benet ändrar storlek eller färg eller känns annorlunda, eller vid förändrad prestanda.

Bandaget får inte läggas direkt på skadad hud eller öppet sår utan lämpligt förband.

Under lymfödemetets stödjande fas ska enheten bäras på natten som ombyte från det komprimerande dagplagget. Det måste bäras hela natten. Det kan bäras under dagen under viloperioder.

Användningen av denna enhet kan orsaka märken på huden. Dessa märken är ofarliga och övergående, avsluta inte behandlingen utan medicinsk rådgivning.

Om du har ömtålig hud rekommenderas att applicera ett bomullsförband på armen innan du tar på dig plagget.

På grund av sjukdomens ständiga utveckling rekommenderas att vårdpersonal regelbundet följer upp och kontrollerar att kompressionsenheten fortfarande är lämplig för dina besvär.

Ett barns användning av medicinsk utrustning bör ske under överinseende av en vuxen eller vårdpersonal.

Får inte användas vid bad.

Applicera inga produkter på huden (krämer, salvor, oljor, geler, plaster m.m) innan strumpan sätts på då denna kan skadas av dem.

Var noga med att inte skada produkten när du tar på den, särskilt med naglarna.

Följ hälso- och sjukvårdspersonalens råd vid förekomst av utvecklad venös sjukdom eller venöst bensår för att få en anpassad kompressionsbehandling av hela benet.

Av hygien-, säkerhets- och prestandaskäl ska produkten inte återanvändas av en annan patient.

Biverkningar

Denna produkt kan orsaka hudreaktioner (rodnad, klåda, brännskador, blåsor m.m.) eller sår med olika grad av allvarighet eller hudtörhet. Alla allvariga incidenter i samband med användningen av denna produkt ska anmälas till tillverkaren och till behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

Bruksanvisning/användning ❶

Välj en storlek som är lämplig för patienten med hjälp av storlekstabellen.

Det rekommenderas att tvätta kläderna före första användningen.

Kontrollera att produkten är hel före varje användning.

Mobiderm® Autofit-plagget kan bäras direkt mot huden som ett klädesplagg eller över ett bomullsförband för ömtålig hud.

Trä på knästrumpa och lårstørpe:

Öppna alla kardborrband på ena sidan av plagget ❶.

Sätt i foten i plagget ❷ och låt det sedan försiktigt glida längs benet upp till knät (knästrumpa) ❸ eller under stussen (lårstrumpa).

Undvik att dra i plagget mer än nödvändig.

Stäng kardborrbanden med början vid foten ❶ och fortsatt upp till knäet eller stussen ❸.

Fortsätt i etapper tills du når den inställning som vårdpersonalen har rekommenderat (se avsnittet "Justering av kardborrbanden").

Når plagget är på plats ska du massera kroppsdelen för att säkerställa en jämn fördelning av skumkuberna ❷.

Ta på armstrumpa med handdel:

Öppna alla kardborrband ❷.

För in handen i plagget ❶ och låt det sedan försiktigt glida längs armen fram till armhålan ❸.

Undvik att dra i plagget mer än nödvändig.

Stäng kardborrbanden med början vid handen ❶ och fortsatt upp till armvecket ❸.

Fortsätt i etapper tills du når den inställning som vårdpersonalen har rekommenderat (se avsnittet "Justering av kardborrbanden").

Når plagget är på plats ska du massera kroppsdelen för att säkerställa en jämn fördelning av skumkuberna ❷.

Justering av kardborrbanden ❶ ❷ ❸:

Mobiderm® Autofit-plaggen har åtdragningsindikatorer (+/++/+++/++++) på flera ställen.

Dessa gör att du kan anpassa plagget efter kroppen beroende på storleken på plagget som du fått.

Vid den **stödjande fasen** (lymfödem), se linjerna där + ej är inringade. Symbolerna +/++/+++/++++ fungerar som markeringar för att justera kardborrbanden.


Vid den **intensiva fasen** (lymfödem), se linjerna där + är inringade. Symbolerna (+)(++)(+++)(++++) fungerar som riktlinjer för att justera kardborrbanden.

För att enkelt hitta den rekommenderade åtdragningen beroende på fas, se de olika tabellerna för åtdragningsomkrets ❷ sid. 2 och ❸ sid. 4.

En rekommendation för justering av kardborrbanden finns i början av handboken för information.

Följ alltid rekommendationerna från vårdpersonalen som ordinerat produkten.

Exempel: (se tabellerna ❶ sid. 2 - ❸ sid. 4)



Skötsel ❹

För att Mobiderm® Autofit-produkterna ska bibehålla sin effektivitet så länge som möjligt och för att undvika infektioner är det viktigt att tvätta dem varje dag eller efter varje användning.

Förslut kardborrbanden före tvätt.

För hand: blötlägg enheten i kallt tvålvatten, gnugga med en ren svamp och torka för hand genom att pressa ut vattnet. Låt lufttorka fritt långt ifrån direkta värmekällor (värmeelement, sol osv.). Får ej torktumlas. Får ej strykas.

I maskin:

- Använd ullcykel, kall temperatur.
- Använd tvättmedel utan sköljmedel.
- Använd inte rengöringsmedel eller starka produkter (med klor).
- Lägg enheten i en tvättåse för att förhindra att den skadas av andra plagg (särskilt de med kardborrband eller dragkedja).
- Torka för hand genom att pressa ut vattnet.
- Låt lufttorka fritt långt ifrån direkta värmekällor (värmeelement, sol osv.).
- Får ej torktumlas.
- Får ej strykas.

Förvara helst plagget plant med stängda fästen när det inte bärts ❹. Placera fästena på utsidan om det behöver vikas ❹.

Förvaring

Förvaras vid rumstemperatur, helst i ursprungsförpackningen.

Kassering

Kassera i enlighet med gällande lokala föreskrifter.

Spara denna bipacksedel.

el

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΔΗΜΑΤΑ

Περιγραφή/Σημείο εφαρμογής

Τα ενδύματα κιντοποίησης και τα προϊόντα συμπίεσης Mobiderm® Autofit προορίζονται για τη θεραπεία οιδημάτων (για παράδειγμα: λεμφοίδημα) στα άνω ή κάτω άκρα.

Στοιχειώδης πληθυσμός: ενήλικες και παιδιατρικοί ασθενείς που πάσχουν από τις αναφερόμενες παθήσεις και είναι συμβατοί με τα διαθέσιμα μεγέθη του πινάκα.

Αυτή η σειρά είναι διαθέσιμη σε διάφορα μοντέλα:

- Μανίκι με γάντι χωρίς δάχτυλα
- Κάλτσα ριζομρίου (αμφίπλευρη)
- Κάλτσα (αμφίπλευρη).

Τα ενδύματα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- Στην εσωτερική πλευρά, η τεχνολογία Mobiderm® αποτελείται από αφρώδεις κυψέλες τοποθετημένες μεταξύ δύο φύλλων από μη υφασμένο υλικό;
- Στην εξωτερική πλευρά, διαθέτουν δύο ελαστικούς και μαλακούς ιστούς μπλε χρώματος και αυτοκόλλητα κομπιμάκια που επιτρέπουν την προσαρμογή του ενδύματος στον όγκο του άκρου.

Χρησιμοποιούνται δύο μεγέθη αφρώδων κυψελών, ανάλογα με την περιοχή του σώματος στην οποία εφαρμόζεται η θεραπεία: μικρές κυψέλες (5 x 5 mm) για το χέρι και την πατούσα, μεγάλες κυψέλες (15 x 15 mm) στο επinėδο του ποδιού ή του μπράτσου.

Σύνθεση

Εξαρτήματα από ύφασμα: πολυαμίδη - πολυεστέρας - βαμβάκι - πολυουρεθάνη - ελαστάνη - σμυκοληπτική ακρυλική μάζα - σιλικόνη (κάλτσα ριζομρίου και κάλτσα).

Συστατικά αφρώδους υλικού: πολυουρεθάνη (μεγάλες κυψέλες) - πολυαιθυλένιο (μικρές κυψέλες).

Ιδιότητες/Μηχανισμός δράσης

Τα ενδύματα Mobiderm® Autofit παρέχουν:

- συμπίεση, εφαρμόζοντας πίεση στο άκρο. Κατά αυτόν τον τρόπο, βελτιώνουν τη λεμφική κυκλοφορία και συμβάλλουν στη συντήρηση της μείωσης ή στη μείωση του όγκου του οιδήματος;
- υποδότηρα παροχέτευση χάρη στην τεχνολογία Mobiderm® που αποτελείται από αφρώδεις κυψέλες τυνάκια τοποθετημένες μεταξύ δύο φύλλων από μη υφασμένο υλικό. Ενώσα βρισκόμενα σε επαφή με το δέρμα, οι κυψέλες παρέχουν διαφορική πίεση μεταξύ της περιοχής εφαρμογής και του περιγράμματος τους, δημιουργώντας οδούς κυκλοφορίας προς πολλαπλές κατευθύνσεις για τη λέμφο κάτω από το δέρμα. Η λέμφος μετατοπίζεται από τις περιοχές στις οποίες ασκείται πίεση από τις κυψέλες προς τις ελεύθερες περιοχές. Κατά αυτόν τον τρόπο, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της παροχέτευσης και βελτιώνεται η κυκλοφορία της λέμφου. ❷

Είναι σχεδιασμένα για χρήση τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Ενδείξεις

Θεραπεία οξέος ή χρόνιου οιδήματος (π.χ. : λεμφοίδημα σε φάση εντατικής θεραπείας ή/και συντήρησης).

Αντενδείξεις

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση μείζονων δερματολογικών παθήσεων του σχετικού άκρου.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση γνωστής αλλεργίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση σοβαρής περιφερικής νευροπάθειας του σχετικού άκρου.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση σπηκτικής θρομβοφλεβίτιδας.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση phlegmatia coerulea dolens (επώδυνος κυανή φλεβίτιδα με συμπίεση της αρτηρίας) του σχετικού άκρου.

Για τα κάτω άκρα:

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση περιφερικής αποφρακτικής αρτηριοπάθειας (ΠΑΑ) των κάτω άκρων, με δείκτη συστολικής πίεσης (ΔΣΠ) < 0,6.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση αντιτροποούμενης καρδιακής ανεπάρκειας.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση προχωρημένης διαβητικής μικροαγγειοπάθειας.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση εξωανατομικής παράκαμψης του σχετικού άκρου.

Για τα άνω άκρα:

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση παθολογίας του βραχιονίου πλέγματος.

Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση αγγειίτιδας των άκρων.

Προφυλάξεις

Τηρείτε αυστηρά τη συνταγή και το πρωτόκολλο χρήσης που συνιστά ο επαγγελματίας υγείας που σας παρακολουθεί.

Η τακτική επαναξιολόγηση από επαγγελματία της υγείας της σχέσης οφθλους/κινδύνων και του κατάλληλου επιπέδου πίεσης επιβάλλεται σε περίπτωσης:

- ΠΑΑ με ΔΣΠ μεταξύ 0,6 και 0,9
- Προχωρημένη περιφερική νευροπάθεια
- Φυλκταινώδους ή εκζεματώδους δερματοπάθειας.

Σε περίπτωσης διασποράς, σημαντικής ενόχλησης, πόνου, μεταβολής του όγκου του άκρου, αλλοίωσης της κατάστασης της επιδερμίδας, μύλωνσης, αυσνήθιστων αισθήσεων, αλλαγής του χρώματος των άκρων ή αλλαγής

Omadedused/Toimeviis

Riideese Mobiderm® Autofit:

- avaldad jäsemele survet, soodustades lümfiringet ja aidates nii turset vähendada või selle suurenemist vältida;
- soodustab Mobiderm® tehnoloogial põhinevate kahe lausmaterjalist kihil vahele korrapäraltult paigutatud vahtkuubikute abil nahaaluste vedelike väljaväimist. Vastu nahka olevad vahtkuubikud avaldavad oma toetuspinna ja ümbritseva piirkonna naha vahel erinevat rõhku, mis loob naha all lümfite mitmesuunalised liikumiskoridori. Lümf voolab vahtkuupide rõhu all olevatest piirkondadest rõhuta piirkondadesse. See soodustab lümfi liikumist ja väljaväimist. **Ⓒ**

Need on ette nähtud kandmiseks nii päeval kui öösel.

Näidustused

Ägeda või kroonilise ödeemi ravi (nt lümfödeem intensiivsves ja/või stabiliseerimise faasis).

Vastunäidustused

Mitte kasutada jäseme tõsiste nahahaiguste korral.

Mite kasutada allergia puhul toote ühe koostisosa suhtes.

Mitte kasutada jäseme raske perifeerse neuropaatia korral.

Mitte kasutada septilise tromboosi korral.

Mitte kasutada jäseme phlegmatia coerulea dolens'i (raskekujuline süvaveenitromboos) korral.

Alajäseme puhul:

Mitte kasutada alajäsemete perifeersete arterite okluseeriva haiguse korral, süstoolse rõhu indeksiga < 0,6.

Mitte kasutada kompenseerimata südamepuudulikkuse korral.

Mitte kasutada kaugelaarenenud diabeetilise mikroangiopaatia korral.

Mitte kasutada jäseme ekstraanatoomilise šundi korral.

Ülajäseme puhul:

Mitte kasutada õlarvarrepõimiku patoloogia korral.

Mitte kasutada jäsemete vaskulaadi korral.

Ettevaatusabinõud

Järgige rangelt oma tervishoiutöötaja poolseid nõutavaid ettekirjutusi ja kasutusjuhiseid.

Tervishoiutöötaja peab toote kasutamise kasulikkuse ja riski suhet sobivat survet regulaarselt uuesti hindama järgmistel juhtudel.

- Alajäsemete perifeersete arterite okluseeriv haigus süstoolse rõhu indeksiga vähemikus 0,6 kuni 0,9
- Kaugelaarenenud perifeerne neuropaatia
- Immitsev või eksemaalline dermatiit.

Ebamugavustunde, olulise ärrituse, valu, jäseme suuruse muutuse, naha seisundi halvenemise, infektsiooni, ebanormaalsete aistingute, jäsemete värvuse muutuse või turgutisemisevime muutuse korral eemaldage vahend ja pidage nõu tervishoiutöötaja.

Ärge kandke toodet kahjustatud nahal ega otse lahtisel haaval ilma vastava sidemeta.

Lümfödeemi stabiliseerimise faasis tuleb seadet kanda öösiiti ja vahetada see päeval välja kompressioontoote vastu. Riideeset tuleb kanda terve öö. Seda võib kanda ka päeval puhkehetkel.

Toote kasutamine võib põhjustada plekke nahal. Need plekid on healoomilised ning mööduvad. Ärge ilma arsti soovituseta ravi katkestage. Tundliku naha puhul on soovitatav enne riideeseme kasutamist kanda jäsemele puuvillane side.

Kuna teie haigus areneb pidevalt, on soovitatav, et teid jälgiks regulaarselt tervishoiutöötaja, et olla kindel kasutatava kompressioonvahendi jätkuvas sobivuses teie seisundiga. Kui meditsiiniseadet kasutab laps, tuleb seda teha täiskasvanu või tervishoiutöötaja järelevalve all.

Ärge kasutage vannikäimisel.

Ärge kasutage enne vahendi paigaldamist tuleb tooteid nagu kreemid, salvid, õlid, geelid, plaastrid jne, kuna need võivad vahendit kahjustada. Olge tähelepanelik, et te vahendit paigaldades seda küüntega või muul viisil ei vigastaks. Seonduva kaugelaarenenud veenihaiguse või veenihaavandi korral pöörduge abi saamiseks tervishoiutöötaja poole, kes määrab kogu jalale kohandatud kompressioonravi.

Tõhususe ja turvalisuse eesmärgil ning hügieeni tagamiseks mitte kasutada vahendit uuesti teistel patsientidel.

Kõrvaltoimed

Vahend võib esile kutsuda nahareaktsioone (punetust, sügelust, põletustunnet, ville jne) või isegi erineva raskusastmega haavandeid või naha kuivust.

Seadmega seotud mis tahes tõsisest vahejuhtumist tuleb teatada tootjale ning kasutaja ja/või patsiendi asukoha liikmesriigi pädevale asutusele.

Kasutusjuhend/paigaldamine Ⓢ

Valige patsiendile õige suurusega vahend, lähtudes mõõtude tabelist.

Enne esmakordset kasutamist on soovitatav riideesse läbi pesta.

Enne igat kasutamist kontrollige vahendi terviklikkust.

Riideesemeid Mobiderm® Autofit võib kasutada otse nahal nagu tavaliis riideeset või kui teil on õrn nahk, siis puuvillase sideme peal.

Soki ja reieosa jalgapanek:

Avage kõik takjakinised riideeseme ühel küljel Ⓢ.

Pange labajalg riideeseme sisse Ⓢ ja libistage sellesse ettevaatlikult jäse kuni põlveni (soki puhul) Ⓢ või kuni tuharavoldini (reieosa puhul).

Püüdke riideeset venitada nii vähe kui võimalik.

Sulgege takjakinised alates labajalast Ⓢ ja liikuge edasi põlveni või tuharavoldini Ⓢ.

Sulgege mitmes etapis, et tekiks tervishoiutöötaja soovitatud survega kinnitus (vt lõiku „Takjakiniste reguleerimine”).

Kui riideese on paigaldatud, masseerige jäset, et tagada vahtkuubikute ühtlane jaotumine Ⓢ.

Kinnasega varruka paigaldamine:

Avage kõik takjakinised Ⓢ.

Pange labakäsi riideeseme sisse Ⓢ ja libistage sellesse ettevaatlikult kogu käsi kuni kaenlaaluseni Ⓢ.

Püüdke riideeset venitada nii vähe kui võimalik.

Sulgege takjakinised alustades labakäest Ⓢ ja liikuge edasi kuni kaenlaaluseni Ⓢ.

Sulgege mitmes etapis, et tekiks tervishoiutöötaja soovitatud survega kinnitus (vt lõiku „Takjakiniste reguleerimine”).

Kui riideese on paigaldatud, masseerige jäset, et tagada vahtkuubikute ühtlane jaotumine Ⓢ.

Takjakiniste reguleerimine Ⓢ Ⓢ:

Riideesemeid Mobiderm® Autofit on võimalik kinnitada erineva tegevusastmega (+/++/+++/++++).

See võimaldab riideeseme suurt kohandada teie kehakujule.

Säilitamise faasis (lümfödeem) järgige jooni, kus + ümber ei ole ringi. Sümboold +/++/+++/++++ on tähisted, mille järgi takjakinist reguleerida.

Intensiivsves faasis (lümfödeem) järgige jooni, kus + ümber on ring. Sümboold (+/++)(+++)(++++) on tähisted, mille järgi takjakinist reguleerida.

Et leida hõlpsasti faasist olenevalt soovitatav surveaste, vaadake eri ümbermõõtudele vastavate surveastmete tabelleid **A** lk 2 ja **B** lk 4. Toote infolehe alguses on esitatud soovituslikud takjakiniste reguleerimise astmed.

Lähtuge toote kasutamisel alati selle välja kirjutanud tervishoiutöötaja soovitustest.

Näide: (vt tabelleid **A** lk 2 - **B** lk 4)



Puhastamine Ⓢ

Et riideesemest Mobiderm® Autofit säilitaksid oma tõhususe võimalikult kaua ning et vältida nakkusi, on oluline pesta neid iga päev või pärast iga kasutamist.

Enne pesemist sulgege takjakinised.

Käspesu: leotage toodet külmase seebivees, hõõruge puhta käsnaga ja pigistage vesi käte vahel välja. Laske kuivada õhu käes, otsese kuumuse allikast eemal (radiator, päike,...). Ärge kasutage pesukuivatit. Ärge triikige.

- Kasutage jaheda temperatuuriga ja villasele ette nähtud programmi.
- Ärge kasutage pesupühendajat.
- Ärge kasutage puhastusaineid ega agressiivseid tooteid (klooriga tooteid).
- Pange riideese pesukotti, et teised rõivad (eelkõige takjakiniste või lukuudega) seda ei kahjustaks.
- Pigistage käitsi kuivaks.
- Laske kuivada õhu käes, otsese kuumuse allikast eemal (radiator, päike,...).
- Ärge kasutage pesukuivatit.
- Ärge triikige.

Kui te riideeset ei kasuta, hoidke seda eelistatavalt tasasel pinnal, takjakinised suletuna Ⓢ. Kui te peate selle siiski kokku voltima, jätke haagid väljapoole Ⓢ.

Säilitamine

Säilitage toatemperatuuril, soovitaval originaalpakendis.

Kõrvaldamine

Kõrvaldage vahend vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Hoidke see kasutusjuhend alles.

si PRILAGODLJIVA MOBILIZACIJSKA OBLAČILA IN KOMPRESJE ZA EDEME

Opis/Namen

Mobilizacijska oblačila in kompresje Mobiderm® Autofit so zasnovani za zdravljenje edema (na primer: limfedema) na zgornjih in spodnjih okončin. Ciljna populacija: odrasli pacienti in otroci z navedenimi težavami in merami, ki ustrezajo tabeli velikosti.

Ta pripomoček je na voljo v različnih modelih:

- Rokav z rokavico brez prstov
- Nadkolenka (obojestranska)
- Nogavica (obojezranska).

Oblačila so sestavljena:

- na notranji strani so s tehnologijo Mobiderm® izdelane penaste ploščice, nameščene med 2 plasti netkanine;
- na zunanji strani iz elastičnega in mehkega materiala bež barve so prijemalni trakovi, ki omogočajo, da oblačilo prilagodite obsegu okončine.

Dve velikosti penastih ploščic se uporabljata glede na del telesa, ki se zdravi. Majhne ploščice (5x5 mm) na dlani in stopalu, velike ploščice (15x15 mm) na nogi in roki.

Sestava

Tekstilni materiali: poliamid – poliester – bombaž – poliuretan – elastan – leplina akrilna masa: silikon (nadkolenke in nogavice).

Sestavine pene: poliuretan (velike ploščice) – polietilen (majhne ploščice).

Lastnosti/Način delovanja

Oblačila Mobiderm® Autofit zagotavljajo:

- kompresijo tako, da stisnejo okončino in izboljšajo kroženje limfe ter pripomorejo pri ohranjanju ali zmanjšanju velikosti edema;
- podkožno drenažo s pomočjo tehnologije Mobiderm®, ki je sestavljena iz penastih kvadratkov, naključno nameščenih med dva netkana sloja. Kvadrati v stiku s kožo povzročajo različen pritisk na predelih pod njimi in okoli njih ter tako ustvarijo večmerne prehode, po katerih pod kožo kroži limfa. Limfa se iz predelov, na katere pritiskajo kvadrati, premakne na proste predele. S tem se spodbuja drenaža in kroženje limfe. **Ⓒ**

Izdelek lahko nosite podnevi in ponoči.

Indikacije

Zdravljenje akutnega ali kroničnega edema (na primer: limfedem v intenzivni fazi in/ali fazi vzdrževanja stanja).

Kontraindikacije

Ne uporabljajte pri obsežnejši bolezni kože na prizadeti okončini.

Ne uporabljajte pri znani alergiji na katerokoli sestavino.

Ne uporabljajte pri huji periferi nevropatiji prizadete okončine.

Ne uporabljajte pri septični trombozi.

Ne uporabljajte pri napredni diabetični akutni fulminantni obliki globoke venske tromboze (*phlegmatia coerulea dolens*) (boleče vnetje sten ven in okolnega tkiva z arterijsko kompresijo) na prizadeti okončini.

Specifično za spodnje okončine:

Ne uporabljajte pri periferi arterijski bolezni spodnjih okončin (PAB) z indeksom sistoličnega tlaka (IPS) < 0,6.

Ne uporabljajte pri dekompenziranem srčnem popuščanju.

Ne uporabljajte pri napredovali diabetični mikroangiopatiji.

Ne uporabljajte pri obvodu, nameščenem dodatno glede na anatomijo na prizadeti okončini.

Specifično za zgornje okončine:

Ne uporabljajte pri poškodbah brahialnega pleteža.

Ne uporabljajte pri vaskularni bolezni udov.

Previdnostni ukrepi

Skrbno upoštevajte navodila in postopek uporabe, ki ga priporoča zdravstveni delavec.

Zdravstveno osebo mora redno spremljati oceno razmerja med koristjo in tveganjem ter ustrezno raven tlaka pri:

- Periferi arterijski bolezni z gleženjskim indeksom (ABI) med 0,6 in 0,9
- Napredna periferna nevropatija
- Bolezen kože z izcedkom ali ekcemom.

V primeru neugodja, večjega neudobja, bolečine, spremenjene prostornine okončine, poslabšanja stanja kože, okužbe, nenormalnih občutkov, spremenjene barve okončin ali spremenjenega delovanja pripomoček odstranite in se o tem posvetujte z zdravstvenim osebjem.

Izdelka ne nameščajte neposredno na poškodovano kožo ali odprto rano, ki je niste predhodno primerno obvezali.

Med fazo vzdrževanja limfedema morate oblačilo nositi ponoči namesto kompresijskega oblačila, ki ste ga nosili podnevi. Nositi ga morate ponoči.

Med fazami počitka ga lahko nosite tudi podnevi.

Izdelek lahko med uporabo na koži pustite vidne sledi. Te sledi niso nevarne in bodo izginile. Zdravljenja ne prekinite, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.

Pri občutljivi koži priporočamo, da na okončino pred namestitvijo oblačila namestite bombažni povoj.

Ker se bolezensko stanje stalno spreminja, priporočamo, da zdravstveno osebo redno pregledujete, ali kompresijski pripomoček še ustrezno deluje. Otrok lahko medicinski pripomoček uporablja le pod nadzorom odrasle osebe ali zdravstvenega strokovnjaka.

Izdelka ne uporabljajte med kopanjem.

Najprej namestite pripomoček na mesto, šele nato nanestite različne izdelke na kožo (krema, mazila, olja, geli, obliži...); nevarnost poškodb.

Pazite, da med nameščanjem ne poškodujete izdelka, še posebej z nohti. V primeru pridružene napredne venske bolezni ali venske razjede se z zdravnikom posvetujte glede zdravljenja s kompresijo na celotni nogi.

Zaradi zagotavljanja higiene, varnosti in učinkovitosti, izdelka ne uporabljajte pri drugem pacientu.

Neželeni stranski učinki

Pripomoček lahko povzroči reakcije na koži (pordelost, srbenje, opekline, žulje...), različne velike rane ali suho kožo.

O vseh resnih težavah, ki so povezane z izdelkom, obvestite proizvajalca ali pristojni organ v državi, kjer se nahaja uporabnik in/ali pacient.

Navodila za uporabo/Namestitvev Ⓢ

S pomočjo tabele velikosti izberite pravilno velikost za pacienta.

Priporočamo, da oblačilo pred prvo uporabo operete.

Pred vsako uporabo preverite, v kakšnem stanju je izdelek.

Oblačilo Mobiderm® Autofit lahko namestite neposredno na kožo tako kot druga oblačila, pri občutljivi koži pa prek bombažnega povoja.

Nameščanje nogavice in nadkolenke:

Odprite vse trakove z ježki na eni strani oblačila Ⓢ.

Stopalo vstavite v oblačilo Ⓢ in oblačilo pazljivo potegnite do spodnjega dela kolena (nogavica) Ⓢ ali do gube pod zadnjico (nadkolenka).

Oblačila ne vlecite bolj kot je treba.

Zapnite trakove z ježki tako, da začnete pri stopalu Ⓢ ter nadaljujete do kolena ali gube pod zadnjico Ⓢ.

Nadaljujete v več fazah, dokler ne ustvarite nastavitve, kot jo priporoči zdravstveno osebo (glejte poglavje „Prilaganje trakov z ježki”).

Ko je oblačilo nameščeno, pogladite okončino ter tako poskrbite, da so penasti kvadrati enakomerno porazdeljeni Ⓢ.

Nameščanje rokava z rokavico brez prstov:

Odprite vse trakove z ježki Ⓢ.

Roko vstavite v oblačilo Ⓢ in oblačilo previdno potegnite navzgor po roki, vse do pazduhe Ⓢ.

Oblačila ne vlecite bolj kot je treba.

Zapnite trakove z ježki tako, da začnete pri dlani Ⓢ ter nadaljujete do pazduhe Ⓢ.

Nadaljujete v več fazah, dokler ne ustvarite nastavitve, kot jo priporoči zdravstveno osebo (glejte poglavje „Prilaganje trakov z ježki”).

Ko je oblačilo nameščeno, pogladite okončino ter tako poskrbite, da so penasti kvadrati enakomerno porazdeljeni Ⓢ.

Prilaganje trakov z ježki Ⓢ Ⓢ:


Oblačila Mobiderm® Autofit lahko zategnete (+/++/+++/++++) na različnih točkah.

Tako lahko oblačilo prilagodite svoji postavi v skladu z velikostjo oblačila, ki ste ga dobili.

V fazi **vzdrževanja** (limfedem) glejte vrstice z neobkroženimi +. Simboli +/++/+++/++++ so oznake za nastavitve prijemalnih trakov.

V **intenzivni** fazi (limfedem) glejte vrstice z obkroženimi +. Simboli **(+)** **(++)** **(+++)** **(++++)** so oznake za nastavitve prijemalnih trakov.

Za enostavnejše določanje zatega glede na fazo glejte preglednice zategovanja na stegnu **A** str. 2 in **B** str. 4. Na začetku priročnika se nahaja opomba za prilaganje trakov z ježki. V vsakem primeru upoštevajte priporočila zdravstvenega strokovnjaka, ki vam je predpisal izdelek.



Vzdrževanje Ⓢ

Da bi oblačila Mobiderm® Autofit dolgo ohranila svojo učinkovitost in da bi preprečili okužbe, priporočamo, da jih perete vsak dan oziroma po vsaki uporabi.

Pred pranjem zapnite trakove z ježki.

Pranje na roke: pripomoček namočite v hladno milnico, ga podrgnite s čisto gobico in ožemite z rokami. Izdelka ne izpostavljajte neposrednim virom toplote (radiatorju, soncu itd.). Izdelka ne sušite v sušilnem stroju. Izdelka ne likajte.

Pranje v pralnem stroju:

- Izberite program za volno z nizko temperaturo.
- Uporabite detergent in ne uporabljajte mehčalca.
- Ne uporabljajte detergentov ali agresivnih sredstev (izdelkov, ki vsebujejo klor).

- Oblačilo položite v mrežasto vrečko za pranje in tako preprečite, da bi ga poškodovala druga oblačila (še posebej prijemalni trakovi in zadrgje).
- Ožemite ga na roke.
- Izdelka ne izpostavljajte neposrednim virom toplote (radiatorju, soncu itd.).
- Izdelka ne sušite v sušilnem stroju.
- Izdelka ne likajte.

Ko oblačila ne nosite, ga shranite plosko, z zaprtimi trakovi z ježki Ⓢ. Če ga morate zložiti, trakove z ježki obrnite na zunanjo stran Ⓢ.

Shranjevanje

Izdelek hranite pri sobni temperaturi, če je možno, v originalni embalaži.

Odlaganje

Zavržite skladno z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Shranite ta navodila.

sk

NASTAVITELNÉ MOBILIZAČNÉ A KOMPRESÍVNE NÁVLEKY NA LIEČBU LYMFEDÉMU

Popis/Použitie

Mobilizačné a kompresívne návrleky Mobiderm® Autofit sú určené na liečbu edémov (napr.: lymfedém) horných alebo dolných končatín.

Cieľová populácia: dospelí pacienti a deti trpiaci indikovanými ochoreniami a vyhovujúci rozmerom vo veľkostnej tabuľke.

Tento sortiment je dostupný vo viacerých modeloch:

- Ramenný návrlek s rukavičkou bez prstov
- Stehenný návrlek (obojsstranný)
- Lytkový návrlek (obojsstranný)

Zloženie návrlekov:

- z vnútornej strany technológia Mobiderm®, ktorá pozostáva z penových kokiev vložených medzi 2 netkané vrstvy;

- vonkajšiu stranu tvoria dve bežové elastické a jemné tkaniny a nastaviteľný systém suchých zipsov, ktoré umožňujú nastavenie odevu podľa objemu končatiny.

V závislosti od liečenej oblasti (časti tela) sa používajú

Indikácie

Liečba akútneho alebo chronického edému (napríklad: lymfédem v intenzívnej a/alebo udržiavacej fáze).

Kontraindikácie

Nepoužívajte v prípade závažných dermatologických ochorení postihnutej končatiny.

Nepoužívajte v prípade známej alergie na niektorú zo zložiek výrobku.

Nepoužívajte v prípade závažnej periférnej neuropatie príslušnej končatiny.

Nepoužívajte v prípade hnisavej trombozy.

Nepoužívajte v prípade plegmatia coerulea dolens (bolestivá modrá flebitída s kompresiou tepien) príslušnej končatiny.

Špecifické pre dolné končatiny:

Nepoužívajte pri obliterujúcom artériovom ochorení dolných končatin (AOMI) so systolickým tlakovým indexom (SPI) <0,6.

Nepoužívajte v prípade dekompenzovaného srdcového zlyhania.

Nepoužívajte pri pokročilej diabetickej mikroangiopatii.

Nepoužívajte v prípadoch extraanatomického bypassu príslušnej končatiny.

Špecifické pre horné končatiny:

Nepoužívajte v prípade patológie brachiálneho plexu.

Nepoužívajte v prípade vaskulitidy končatin.

Upozornenia

Prísne dodržiavajte predpis a protokol používania odporúčaný zdravotníckym odborníkom.

Pravidelnéprehodnocovanie pomeru prínosu a rizika a vhodnej úrovne tlaku zdravotníckym pracovníkom je potrebné v prípadoch:

- OAMI s SPI medzi 0,6 a 0,9
- Pokročilá periférna neuropatia
- Vytoková alebo ekzematózna dermatóza.

Ak sa vyskytnú nepríjemné pocity, výrazné nepohodlie, bolesť, zmena veľkosti končatin, zhoršenie stavu kože, infekcia, abnormálny pocit, zmena farby končatin alebo zmena výkonu, pomôcku vyberte a poraďte sa so zdravotníckym pracovníkom.

Neumiestňujte priamo na poranenú pokožku alebo otvorenú ranu bez použitia vhodného obväzu.

Počas udržiavacej fázy lymfédému sa odporúča nosiť pomôcku v noci striedavo s nosením kompresívnych návlekov počas dňa. Je potrebné nosiť ho počas celej noci. Môže sa nosiť cez deň počas odpočinku.

Použitie tejto pomôcky môže viesť k neočakávanému výskytu znakov otlačenia pokožky. Tieto znaky sú neškodné a dočasné, bez lekárskeho stanoviska neprestávajte s liečbou.

V prípade citlivej pokožky sa pred obliekaním návleku odporúča použiť na končatinu bavlnený obväz.

Vzhľadom na neustále sa vyvíjajúci charakter stavu ochorenia sa odporúča pravidelné sledovanie zdravotníckym odborníkom, aby sa zabezpečilo, že pomôcka je stále vhodná na liečbu ochorenia.

Používanie zdravotníckej pomôcky dieťaťom musí prebiehať pod dohľadom dospelej osoby alebo zdravotníckeho odborníka.

Pomôcku nepoužívajte pri plávanií.

Pred použitím zariadenia nepoužívajte na pokožku žiadne prípravky (krémy, masť, oleje, gely, náplasti atď.), pretože môžu poškodiť výrobok.

Pozornosť je potrebné venovať tomu, aby sa pomôcka neporušila počas aplikácie (najmä nechtami).

V prípade pridruženého pokročilého cievného ochorenia alebo žilového vredu sa o vhodnej kompresívnej liečbe pre dolnú končatinu poraďte so zdravotníckym odborníkom.

Z hygienických dôvodov a z dôvodu bezpečnosti a účinnosti nepoužívajte výrobok u iného pacienta.

Nežiaduce vedľajšie účinky

Táto pomôcka môže vyvolať kožné reakcie (začervenanie, svrbenie, pálenie, pluzgérie atď.) alebo dokonca pri rôznej závažnosti alebo suchosť.

Akúkoľvek závažnú udalosť týkajúcu sa používania pomôcky je potrebné oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sídli používateľ a/alebo pacient.

Návod na použitie/aplikácia ❶

Podľa tabuľky veľkosti si vyberte vhodnú veľkosť pre pacienta.

Pred prvým použitím sa odporúča pomôcku vyprat.

Pred každým použitím skontrolujte, či pomôcka nie je poškodená.

Návrlek Mobiderm® Autofit je možné nosiť priamo na pokožke alebo v prípade citlivej pokožky na bavlnenom obväze.

Navliekanie lýtkového návleku a stehenného návleku:

Na jednej strane návleku otvorte všetky úchyty suchých zipsův ❶.

Chodidlo vložte do odevu ❷ potom ho opatrne posuňte pozdĺž končatiny až pod koleno (lýtkový návrlek) ❸ alebo až pod gleuteálny záhyb (stehenný návrlek).

Vyhýbajte sa tiahaniu za návrlek viac ako je potrebné.

Pozapínajte úchyty suchých zipsův, začinite pri chodidle ❹ a pokračujte až pod koleno alebo gleuteálny záhyb ❺.

Postupujte v niekoľkých krokoch, kým nedosiahnete nastavenie odporúčané zdravotníckym pracovníkom (pozri odsek „Nastavenie úchyto v na suchý zips“).

Keď je odev na správnom mieste, premasírujte končatinu, aby ste dosiahli rovnomerné rozmiestnenie kociek ❸.

Navliekanie ramenného návleku s rúkačkou bez prstov:

Otvorte všetky úchyty suchých zipsův ❶.

Ruku vložte do návleku ❷ potom ho opatrne prevlečte pozdĺž končatiny až po podpaзуšie ❸.

Vyhýbajte sa tiahaniu za návrlek viac ako je potrebné.

Pozapínajte úchyty suchých zipsův, začinite pri ruke ❹ a pokračujte až pod podpaзуšie ❺.

Postupujte v niekoľkých krokoch, kým nedosiahnete nastavenie odporúčané zdravotníckym pracovníkom (pozri odsek „Nastavenie úchyto v na suchý zips“).

Keď je odev na správnom mieste, premasírujte končatinu, aby ste dosiahli rovnomerné rozmiestnenie kociek ❸.

Nastavenie úchyto v na suchý zips ❷, ❸:

Návrleky Mobiderm® Autofit majú vyznačené v niekoľkých bodoch indikácie utiahnutia (+ /++ /+++ /++++).

Tieto umožňujú prispôbiť návrlek vašej anatómii v závislosti od veľkosti, ktorá vám bol vydaná.

Počas **udržiavacej** fázy (lymfedém) sa riadte čiarami s +, ktoré nie sú v krúžku. Symbody +/++/+++ /++++ sa používajú ako referenčné body na nastavenie zapínania na suchý zips.

Počas **intenzívnej** fázy (lymfedém) sa riadte čiarami s + v krúžku. Symbody ❶/❷/❸/❹ sa používajú ako referenčné body na nastavenie zapínania na suchý zips.

Na zjednodušenie vyhládávania odporúčaného utiahnutia podľa fázy si pozrite rôzne tabuľky utiahnutia obvodov na ❶ str. 2 a ❸ str. 4.

Odporúčania k nastaveniu úchyto v suchých zipsův sú uvedené na začiatku tohto návodu pre informačné účely.

Vo všetkých prípadoch sa odvolajte na odporúčania lekára, ktorý výrobok predpisal.

Priklád: (pozrite si tabuľky ❶ str. 2 – ❸ str. 4)

 +/++/+++ /++++	➡ Udržiavacia fáza
 +	➡ Intenzívna fáza

Údržba ❸

Pre zabezpečenie čo najdlhšej účinnosti a zabráneniu infekciám je dôležité návrlek Mobiderm® Autofit prať každý deň alebo po každom použití Pred práním zavrite suché zipsy.

Ručné pranie: pomôcku namočte do studenej mydlovej vody, vyšuchajte čistou hubkou a prebytočnú vodu ručne vyžmýkajte. Nechajte voľne uschnúť, ďalej od priameho zdroja tepla (radiátor, sínko...). Nedávajte do sušičky na bieleň. Nežehlite.

Pranie v práčke:

- Použite cyklus pre vlnu a nízku teplotou.
- Používajte prášok na pranie bielezne bez aviváže.
- Nepoužívajte detergenty ani agresívne čistiace prostriedky (chlórované produkty).
- Návrlek perte v sieťke na pranie, aby ho ostatné oblečenie nepoškodilo (najmä suché zipsy a klasické zipsy).
- Vyžmýkajte prebytočnú vodu v rukách.
- Nechajte voľne uschnúť, ďalej od priameho zdroja tepla (radiátor, sínko...).
- Nedávajte do sušičky na bieleň.
- Nežehlite.

Ak návrleky nenosíte, uchovávajte ich najlepšie naplocho so zapnutými suchými zipsami ❹. Ak ich potrebujete zložiť, dbajte na to, aby boli suché zipsy na vonkajšej strane ❹.

Skladovanie

Uchovávajte pri izbovej teplote, podľa možnosti v pôvodnom obale.

Likvidácia

Výrobok likvidujte podľa platných miestnych predpisov.

Tento návod si uchovajte.

hu

ÁLLÍTHATÓ MOBILIZÁLÓ ÉS KOMPRESSZIÓS ÖDÉMACSÖKKENTŐ ÖLTÖZET

Leírás/Rendeltetés

A mobilizáló és kompressziós Mobiderm® Autofit öltözetek az ödéma kezelésére szolgálnak (például: az alsó és felső végtagok nyirokódémája). Célszerű: felöltött betegek és gyermekek, akik a felsorolt patológiákban szenvednek, és akiknek a méretei megfelelnek a mérettáblázatnak. Ez a termékcsalád többféle modellben kapható:

- Karharisnya ujjatlan kesztyűvel
- Combfix (kétoldalas)
- Zokni (kétoldalas).

Az öltözetek összetétele:

- a belső oldalon 2 nem szövött lap közé foglalt habblokkokból álló Mobiderm® technológiát alkalmaznak;
- a külső oldalon két rugalmas és puha bézs színű szövet és tépőzár teszi lehetővé az öltözetnek a végtag méretéhez való igazítását.

Kétféle habszivacs blokkot használnak a kezelt testrésztől függően: kisebb párnák (5 x 5 mm) a kézen és a lábon, nagyobb párnák (15 x 15 mm) a lábszár és a kar magasságában.

Összetétel

Tekint alkatóelemek: poliamid – poliészter – pamut – poliuretán – elasztán – akril ragasztómassza – szlikon (combfix és zokni).

Hab összetevői: poliuretán (nagy blokkok) – polietilén (kis blokkok)

Tulajdonságok/Hatás mód

A Mobiderm® Autofit öltözet a következőket nyújtja:

- kompressziót fejt ki a végtagra, ami elősegíti a nyirokeringést és az ödéma térfogatának a fenntartását vagy csökkentését;
- a két nem szövött lap között véletlenszerűen elhelyezett habszivacs blokkokból álló Mobiderm® technológia segítségével szubkután elvezetést biztosít. A bőrrel érintkezve a blokkok nyomáskülönséget hoznak létre alátámasztó zónáknak és környezetük között, többirányú keringési folyósokot hozva létre a bőr alatt nyirok számára. A nyirok a kockák által nyomott területekről a szabad területekre áramlik. Ez elősegíti a nyirokelvezetést és –keringés hatékonyságát. ❸

Az eszközt nappali és éjszakai viseletre fejlesztették ki.

Indikációk

Akut vagy krónikus ödéma kezelése (például: nyirokódéma intenzív és/ vagy fenntartó fázisban).

Kontraindikációk

Ne alkalmazza az érintett végtag súlyos dermatológiai rendellenessége esetén.

Ne használja ismert allergia esetén valamely összetevőre.

Ne alkalmazza az érintett végtag súlyos perifériás neuropátiája esetén.

Ne alkalmazza szeptikus trombozis esetén.

Ne alkalmazza az érintett végtag plegmatia coerulea dolens betegsége (súlyos mélyvénás trombozis artériás kompresszióval) esetén.

Az alsó végtagokra jellemző:

Ne alkalmazza az alsó végtagok perifériás artériás betegsége (PAD) esetén, amennyiben a boka–kar index (BKI) <0,6.

Ne alkalmazza dekompenzázt szívélgtelenség esetén.

Ne alkalmazza előrehaladott diabéteszes mikroangiopátia esetén.

Ne alkalmazza az érintett végtag extra-anatómiai bypassa esetén.

A felső végtagokra jellemző:

Ne alkalmazza plexus brachialis megbetegedés esetén.

Ne alkalmazza a végtagok érgyulladásá esetén.

Övintézkedések

Szigorúan tartsa be az egészségügyi szakember előírásait és az általa javallt használatra vonatkozó protokollt.

Szükséges, hogy egészségügyi szakember rendszeresen újra értékelje az elöny/kockázat arányt és a megfelelő nyomásszintet a következő esetben:

- Perifériás artériás betegség 0,6–0,9 közötti szisztolésnyomás-indexszel
- Előrehaladott perifériás neuropátia
- Váladékozó vagy ekémás dermatózis.

Kellemetlen érzés, jelentős zavaró érzés, fájdalom, a végtag dagadása, a bőr állapotromlása, fertőzés, rendellenes érzés, a végtagok elszíneződése vagy teljesítményük megváltozása esetén vegye le az eszközt, és forduljon egészségügyi szakemberhez.

Ne alkalmazza a terméket közvetlenül sérült bőrön vagy nyílt seben anélkül, hogy az megfelelően be lenne kötözve.

A nyirokódéma fenntartó fázisában éjszaka az öltözet váltja fel a nappal viselt kompressziós öltözetet. Égész éjszaka viselni kell. Pihenési fázisokban nappal is viselhető.

A segédeszköz használata nyomot hagyhat a bőrön. Ezek a bőrváltozások jóindulatúak és átmenetiek, ne hagyja abba a kezelést orvosi tanács nélkül. Érzékeny bőr esetén az öltözet felvétele előtt ajánlatos pamutfáslival betekerni a végtagot.

A betegség állandó változása miatt javasoljuk, hogy rendszeresen járjon felülvizsgálatra egészségügyi szakemberhez annak ellenőrzése érdekében, hogy az ön által használt kompressziós eszköz továbbra is megfelel-e a betegség kezelésére.

Gyermekek csak felnőtt vagy egészségügyi szakember felügyelete alatt használhatnak orvostechnikai eszközöt.

Ne használja fürdéshez.

Az eszköz felhelyezése előtt ne használjon a bőrön különböző ápoló termékeket (krémek, kenőcsök, olajok, gélek, tapaszok stb.), mert ezek kárt tehetnek az eszközben.

Ügyeljen arra, hogy felhelyezéskor ne tegyen kárt az eszközben, például a körmével.

Előrehaladott vénás betegség vagy vénás fekély esetén forduljon orvoshoz, hogy az egész lábszárra megfelelő kompressziós kezelést írjon fel.

Hygiéniai és biztonsági okokból, illetve az eszköz teljesítményét végett ne használja fel újra a terméket másik betegnél.

Nemkívánatos mellékhatások

Az eszköz bőrréakcióit (pirosság, viszketést, égést, hólyagosodást stb.), akár változó súlyosságú sebeket vagy bőrszárazságot is előidézhet. Az eszközökkel kapcsolatosan fellépő bármilyen súlyos incidensről tájékoztatni kell a gyártót, valamint annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, ahol a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.

Használati útmutató/Felhelyezés

A mérettáblázat segítségével válassza ki a betegnek megfelelő méretet.

Az első használat előtt javasolt kimosni az öltözetet.

Minden egyes használat előtt ellenőrizze a termék épségét.

A Mobiderm® Autofit öltözet közvetlenül a bőrre is felvehető, akár egy ruhadarab, vagy érzékeny bőr esetén pamutfáslíra.

Zokni és combfix felvétele:

Nyissa ki az összes tépőzárát az öltözet egyik oldalán ❶.

Dugja bele a lábféjét az öltözetbe ❷, majd óvatosan húzza fel a végtagon térdig (zokni) ❸ vagy combtőig (combfix).

Ne húzza a kelleténél erősebben az öltözetet.

Rögzítse a tépőzárakat a lábféltől kezdve ❹ felfelé haladva a térdig vagy a combtőig ❷.

Folytassa több lépésben, amíg el nem éri az egészségügyi szakember által ajánlott beállítást (lásd „A tépőzárak beállítása” című bekezdést).

Miután felvette az öltözetet, masszírozza át a végtagot, annak érdekében, hogy a blokkok eloszlása egyenletessé váljon ❹.

Karharisnya ujjatlan kesztyűvel hüvelykujj nélkül öltözet felvétele:

Nyissa ki az összes tépőzárát ❶.

Dugja bele a kezét az öltözetbe ❷, majd óvatosan húzza fel a végtagon hónaljig ❸.

Ne húzza a kelleténél erősebben az öltözetet.

Rögzítse a tépőzárakat a kézfejtől kezdve ❹ felfelé haladva a hónaljig ❸.

Folytassa több lépésben, amíg el nem éri az egészségügyi szakember által ajánlott beállítást (lásd „A tépőzárak beállítása” című bekezdést).

Miután felvette az öltözetet, masszírozza át a végtagot, annak érdekében, hogy a blokkok eloszlása egyenletessé váljon ❹.

A tépőzárak beállítása ❷, ❸:

A Mobiderm® Autofit ruhadarabok több ponton meghúzási jelekkel rendelkeznek (+/++/+++ /++++).

Ezek lehetővé teszik a ruhadarab hozzáigazítását viselője testalkatához az adott öltözet méretének megfelelően.

A **fenntartó** fázisban (nyirokódéma) lásd azokat a sorokat, amelyekben a + jelek nincsenek bekarikázva. A +/++/+++ /++++ szimbólumok jelöléként szolgálnak a tépőzáras rögzítők beállításához.

Az **intenzív** fázisban (nyirokódéma) lásd azokat a sorokat, amelyekben a + jelek be vannak karikázva. A ❶/❷/❸/❹ szimbólumok jelöléként szolgálnak a tépőzáras rögzítők beállításához.

A fázisnak megfelelően ajánlott meghúzás egyszerű megtalálásához tekintse meg a táblázatokat, amelyekben a különböző körfogatokhoz tartozó meghúzások találhatók ❷, ❸, ❹, ❺, ❻, ❼, ❽, ❾, ❿.

A beteg tájékoztató elején tájékoztató jellegű ajánlás található a tépőzárak rögzítési beállítására vonatkozóan.

Minden esetben tartsa be a terméket felíró egészségügyi szakember ajánlásait.

Példa: (lásd a 2. ❶ – 4. ❷ oldalon található táblázatokat)

 +/++/+++ /++++	➡ Fenntartó fázis
 +	➡ Intenzív fázis

Ápolás ❸

Annak érdekében, hogy a Mobiderm® Autofit öltözetek a lehető legtovább hatékonyak maradjanak, illetve a fertőzések elkerülése végett, elengedhetetlenül fontos minden nap vagy minden egyes használat után kimosni azokat.

Mosás előtt rögzítse a tépőzáras pántokat.

Kézi mosás: áztassa be az eszközt hideg szappanos vízbe, tiszta szivaccsal dörzsölje meg, majd nyomkodja ki kézzel a felesleges vizet. Szabad levegőn szárítsa, közvetlen hőforrástól (radiátor, napsugárzás stb.) távol. Ne tegye szárítógépbe. Tilos vasalni.

- Gépi mosás:
- Használja a hidegvizes gyapjú programot.
- Lágyítószer nélküli mosószert használjon.
- Ne használjon tisztítószer vagy agresszív (klórtartalmú stb.) vegyszert.
- Tegye az öltözetet mosóháliba, hogy a többi ruha (tépőzár vagy cipzár) ne tegyen kárt benne.
- Nyomkodja ki kézzel a vizet.
- Szabad levegőn szárítsa, közvetlen hőforrástól (radiátor, napsugárzás stb.) távol.
- Ne tegye szárítógépbe.
- Tilos vasalni.

Ha az öltözetet nem hordja, tartsa lehetőleg fektetett állapotban zárt tépőzárál ❸. Ha össze kell hajtani, a tépőzárak kifelé nézzenek ❸.

Tárolás

Szobahőmérsékleten tárolja, lehetőség szerint az eredeti csomagolásában.

Ártalmatlanítás

A helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Örízze meg ezt a beteg tájékoztatót.

--

bg РЕГУЛИРУЕМИ МОБИЛИЗИРАЩИ И КОМПРЕСИВНИ ДРЕХИ ЗА ОТОЦИ

Описание/Предназначение

Мобилизиращите и компресиращи дрехи Mobiderm® Autofit са предназначени за лечение на отоци (например: лимфедем) на горните или долните крайници. Целева група потребители: възрастни пациенти и деца, страдащи от посочените патологии и съвместими с таблиц

Целевая группа: взрослые пациенты с указанными патологиями и отвечающие параметрам, указанным в таблице размеров. Этот ассортимент включает несколько моделей:

- Рукав с варежкой
- Чулки (2 ноги)
- Носки (2 ноги).

Одежда состоит из следующих компонентов:

- с внутренней стороны – технология Mobiderm®, состоящая из блоков из вспененного полимера, вложенных между 2 листами нетканого материала;
- снаружи – два слоя мягкой эластичной ткани бежевого цвета и застежки-липучки, дающие возможность отрегулировать размер изделия в соответствии с объемом конечности.

В зависимости от частей тела используются блоки пеноматериала двух размеров: маленькие блоки (5 x 5 см) на руке и ноге, большие блоки (15 x 15 см) на уровне голени и предплечья.

Состав

Состав текстильной части: полиамид - полиэстер - хлопок - полиуретан - эластан - клеевая акриловая масса – силикон (чулки и носки). Компоненты вспененного материала: полиуретан (большие блоки) - полиизтилен (малые блоки).

Свойства/принцип действия

Одежда Mobiderm® Autofit обеспечивает:

- сжатие за счет давления на конечность, что повышает эффективность оттока лимфы и помогает стабилизировать или снизить объем отека;
- подожженный отток за счет структуры Mobiderm®, состоящей из блоков пеноматериала, расположенных между двумя слоями нетканого материала. При соприкосновении с кожей возникает разница давлений между зоной нажатия и свободной зоной между блоками. За счет такой разницы давления под кожей образуются многонаправленные коридоры для оттока лимфы. Лимфа перемещается из зон, на которые дают блоки, в свободные зоны. В результате повышается эффективность оттока и циркуляции лимфы.

Изделие предназначено для ношения как в дневное, так и в ночное время.

Показания

Лечение острых или хронических отеков (например: лимфедема в интенсивной и/или поддерживающей фазе).

Противопоказания

Не используйте при обширных дерматитах пораженной конечности. Не используйте в случае наличия аллергии на любой из компонентов. Не используйте при острой периферической нейрпатии пораженной конечности.

Не используйте при тромбическом сепсисе.

Не используйте при синей флегмизии (синем болевом флебите с артериальной компрессией) пораженной конечности.

Только в отношении нижних конечностей:

Не используйте при облитерирующей артериопатии нижних конечностей (ОАНК) с ложечечно-плечевым индексом систолического давления (ЛПИ) < 0,6.

Не используйте при декомпенсированной сердечной недостаточности.

Не используйте при развитой диабетической микроангиопатии.

Не используйте в случае экстракорпорального шунтирования пораженной конечности.

Только в отношении верхних конечностей:

Не используйте при патологии плечевого сплетения.

Не используйте в случае васкулита конечностей.

Рекомендации

Строго придерживайтесь врачебного назначения и соблюдайте порядок использования, предписанный лечащим врачом. Регулярная переоценка соотношения возможного риска и пользы и соответствующего уровня давления медицинским работником необходима в таких случаях:

- При ОАНК с ЛПИ 0,6–0,9
- Развитая периферическая невропатия
- Мокнущий или экзематозный дерматоз.

При появлении дискомфорта, значительной стесненности движений, боли, колебаний объема конечности, ухудшения состояния кожи, инфицирования, непривычных ощущений или при изменении цвета конечностей, а также при изменении характеристик изделия, его рекомендуется снять и обратиться к лечащему врачу. Не используйте изделие непосредственно поверх поврежденной кожи или открытой раны без повязки.

На этапе поддержания лимфедемы изделие следует носить ночью, заменяя им дневную компрессионную одежду. Изделие не следует снимать в течение всей ночи. Изделие можно носить днем во время фаз отдыха.

После применения этого изделия на коже могут остаться следы. Эти следы – доброкачественные и временные. Не прекращайте лечение без указания врача.

В случае нежной кожи рекомендуется защитить конечность хлопковым бинтом перед надеванием изделия.

В силу постоянной изменчивости этой патологии следует регулярно проходить осмотр у врача, чтобы убедиться в соответствии используемого изделия конкретной патологии.

Использование медицинского изделия детьми должно осуществляться под наблюдением взрослого или лечащего врача.

Не использовать для купания.

Не наносите на кожу какие-либо средства (кремы, мази, масла, гели, пластыри и т. д.) перед использованием изделия, так как они могут привести к его повреждению.

Следите за тем, чтобы не повредить изделие при наложении, особенно ногтями.

Если у вас сопутствующее прогрессирующее заболевание вен или венозная язва, проконсультируйтесь со специалистом здравоохранения относительно целесообразности применения компрессионного изделия на всей конечности.

Из соображений гигиены, безопасности и эффективности не используйте изделие повторно для другого пациента.

Нежелательные последствия

Это изделие может вызвать кожные реакции (покраснение, зуд, ожог, волдыри и т.д.) или даже привести к появлению ран различной степени тяжести или сухости кожи.

Обо всех серьезных инцидентах, связанных с использованием настоящего изделия, следует сообщить изготовителю и в компетентный орган страны – члена ЕС, на территории которой находится пользователь и/или пациент.

Порядок использования/процедура наложения ❶

Выберите размер, который подходит пациенту, руководствуясь таблицей размеров.

Перед первым применением рекомендуется постирать изделие.

Перед началом использования убедитесь в целостности изделия.

Одежду Mobiderm® Autofit можно надевать непосредственно на голую кожу, как обычную одежду, или поверх хлопкового бинта при высокой чувствительности кожи.

Надевание носка и чулка:

Расстегните все застежки-липучки с одной стороны изделия ❶.

Вставьте стопу в изделие ❶, затем осторожно натяните изделие на конечность так, чтобы верхний край изделия оказался на уровне колена (носок) ❷ или под ягодичной складкой (чулок).

Не тяните за изделие слишком сильно.

Застегните застежки-липучки, начав со стороны стопы ❸ и поднимаясь до уровня колена или ягодичной складки ❹.

Выполните несколько шагов, пока не достигнете настройки, рекомендованной вашим врачом (см. параграф «Настройка застежек-липучек»).

Когда изделие будет полностью надето, помассируйте конечность, чтобы обеспечить равномерное распределение блоков ❺.

Надевание рукава с варежкой:

Расстегните все застежки-липучки ❶.

Вставьте руку в изделие ❶ и осторожно натягивайте изделие на конечность так, чтобы верхний край изделия оказался под мышкой ❷. Не тяните за изделие слишком сильно.

Застегните застежки-липучки, начав со стороны кисти руки ❸ и поднимаясь до уровня подмышки ❹.

Выполните несколько шагов, пока не достигнете настройки, рекомендованной вашим врачом (см. параграф «Настройка застежек-липучек»).

Когда изделие будет полностью надето, помассируйте конечность, чтобы обеспечить равномерное распределение блоков ❺.

Настройка застежек-липучек ❶ ❷:

На одежде Mobiderm® Autofit во многих точках нанесены указатели сжатия (+/++/+++/++++).

С помощью застежек можно отрегулировать форму изделия в соответствии с необходимым размером и формой конечности.

На этапе **поддержания** (лимфедемы), ориентируйтесь на необеденные линии +. Символы +/++/+++/++++ используются в качестве маркеров для регулировки застежек-липучек.


На **интенсивном** этапе (лимфедемы), ориентируйтесь на обведенные линии ++. Символы (+) (++) (++) (++) (++) используются в качестве маркеров для регулировки застежек-липучек.

Чтобы легко найти рекомендуемое затягивание в зависимости от этапа, смотрите таблицы затягивания разных окружностей на **А** стр. 2 и **Б** стр. 4.

В начале инструкции содержится рекомендация по регулировке застежек-липучек. Эта рекомендация носит исключительно информационный характер.

Во всех случаях необходимо руководствоваться указаниями врача, предписавшего использовать изделие.

Пример: (см. таблицы **А** стр. 2 - **Б** стр. 4)



Уход ❸

Для сохранения эффективности изделий Mobiderm® Autofit и во избежание инфекции необходимо стирать изделия каждый день или после каждого использования. Перед стиркой застегните все застежки-липучки.

Вручную: замочите изделие в холодной мыльной воде, протрите чистой губкой и отожмите вручную. Сушите вдали от прямых источников тепла (радиаторов, солнца и т.д.). Не используйте сушку для белья. Не гладьте утюгом.

Машинная стирка:

- Используйте режим для стирки шерстяных изделий и холодную воду.
- Используйте средство для стирки без кондиционера для белья.
- Не используйте отбеливатели, кондиционеры или другие моющие средства, содержащие агрессивные компоненты (хлорсодержащие).
- Поместите изделие в сетку для стирки, чтобы избежать повреждение изделия другими предметами одежды (в частности, с застежками-липучками и молниями).
- Отжимайте вручную путем нажатия (не перекручивая).
- Сушите вдали от прямых источников тепла (радиаторов, солнца и т.д.).
- Не используйте сушку для белья.
- Не гладьте утюгом.

Если изделие не используется, желательно хранить его горизонтально с застегнутыми застежками-липучками ❸. Если необходимо сложить изделие, крючки должны находиться снаружи ❹.

Хранение

Храните изделие рекомендуется при комнатной температуре, желательно в оригинальной упаковке.

Утилизация

Утилизируйте в соответствии с требованиями местного законодательства.

Сохраните эту инструкцию.

hr

PRILAGODLJIVI ODJEVNI PREDMETI ZA IMOBILIZACIJU I KOMPRESIJU KOD EDEMA

Opis/namjena

Одjevni predmeti za imobilizaciju i kompresiju Mobiderm® Autofit namijenjeni su liječenju edema (na primjer: limfoedema) gornjih i donjih ekstremiteta.

Ciljna populacija: odrasli bolesnici i djeca koja pate od navedenih bolesti i čija je tjelesna građa kompatibilna s tablicom veličina.

Ova je linija dostupna u više modela:

- Rukav s rukavicom bez prostora za prste
- Samostojeće natkoljenke (obostrane)
- Čarape (obostrane).

Sastav odjevnih predmeta:

- s unutarnje strane, pomagala koja koriste tehnologiju Mobiderm® sastoje se od pjenastih jastučića smještenih između 2 sloja netkanog materijala;

- s vanjske strane, mekani, rastezljivi materijal u bež boji (poliester, pamuk, elasthan, poliamid) i čičak-trake (PVC, poliamid, poliuretan) koji omogućuju prilagođavanje odjegovnog predmeta volumenu ekstremiteta. Ovisno o području na tijelu koje je potrebno liječiti, upotrebljavaju se dvije veličine pjenastih jastučića: mali jastučići (5 x 5 mm) za šake i stopala, veliki jastučići (15 x 15 mm) za noge i ruke.

Sastav

Tekstilne komponente: poliamid - poliester - pamuk - poliuretan - elasthan - prijanjajuća akrilna masa - silikon (natkoljenke i čarape). Sastojci pjene: poliuretan (veliki jastučići) - polietilen (mali jastučići).

Svojstva/način rada

Одjevni predmeti Mobiderm® Autofit osiguravaju:

- kompresiju pritiskom na ekstremitet, što potiče limfnu cirkulaciju i pomaže zadržati ili smanjiti volumen edema;
- potkožnu drenažu pomoću tehnologije Mobiderm® koja se sastoji od pjenastih jastučića nasumično smještenih između dva sloja netkanog materijala. U kontaktu s kožom jastučići osiguravaju diferencijalni tlak između njihova područja pritiska i ruba, stvarajući višesmjernе cirkulacijsке kanale za limfu ispod kože. Limfa se s područja pritисnog jastučićima премјешта на слободна područja. Pospješena je i učinkovitost drenaže i cirkulacija limfe ❶.

Namijenjeni su cjelodnevnom nošenju.

Indikacije

Liječenje akutnog ili kroničnog edema (na primjer: limfoedema u intenzivnoj fazi i fazi održavanja).

Kontraindikacije

Немојте употребљавати код тежих дерматолошких обољења захваћеног екстремитета.

Немојте употребљавати ако имате утврђену алергију на неки од састојака.

Немојте употребљавати код тежих обољења периферних живаца захваћеног екстремитета.

Немојте употребљавати код септичке тромбозе.

Немојте употребљавати код плегмгаса coerulea dolens (bolni plavi flebitis s kompresijom arterija) захваћеног екстремитета.

Specifične za donje ekstremitete:

Немојте употребљавати код оклузивне болести периферних артерија (АОМИ) s индикацијом систоличког тлака (IPS) < 0,6.

Немојте употребљавати код декомпензацијског затајања срца.

Немојте употребљавати у случају узнапредовале дијабетичке микроангиопатије.

Немојте употребљавати код екстра-анатомске премоиснице захваћеног екстремитета.

Specifične za gornje ekstremitete:

Немојте употребљавати у случају патологије брахијалног плекуса.

Немојте употребљавати у случају васкуларитета екстремитета.

Mјере опреза

Строго се придржавате упута и протокола за употребу које препоручује liječnik.

Redovno preispitivanje prednosti i rizika odgovarajuće razine pritiska koje treba obaviti liječnik potrebno je u slučaju:

- Да је АОМИ s IPS-ом између 0,6 i 0,9
- Теške periferna neuropatija
- Dermatitis (impetigo) ili ekcem.

У случају налагаде, значајнији сметњи, боли, промјене волумена екстремитета, деградације стања које, инфекције, неубичајених осјећаја, промјене боје које на екстремитима или промјене рazine издржљивости, уклоните производ и обратите се liječniku.

Немојте производ стављати изравно на отворену рану без одговарајућег завоја.

Tijekom faze održavanja limfoedema, одjevni се предмет мора носити tijekom ноћи i употребљавати у комбинацији с дневним компресијским одjevним предметом. Потребно га је носити cijelu ноћ. Може се носити tijekom дана за vrijeme odmora.

Upotreba ovog proizvoda može dovesti до промјена на кожи. Те су промјене benigne i prolazne, немојте прекидати liječenje без liječničkih упута.

Kod осjetљиве коже препоручује се prije навлачења одjegovnog предмета ставити памучни завој на екстремитет.

S obzirom на то да се патологија континуирано мјенија, savjetujemo redovnu liječničku kontrolu како би се provjerilo одговара ли производ за kompresiju još uvijek vašем здравственом стању.

Medicinske proizvode djeca smiju koristiti под nadzorom odrasle osobe ili zdravstvenog djelatnika.

Немојте употребљавати tijekom купанја.

Proizvode (kreme, balzame, ulja, gel, flastere...) немојте наносити на кожу prije стављања naprave jer time možete оштетити производ.

Pripazite да производ не оштетити tijekom постављања, посебice noktima. У случају узнапредовале повезане венске болести или венског улкуса, потражите savjet liječnika за prilagođeno компресивно liječenje cijele noge.

Zbog higijenskih i sigurnosnih razloga i djelovanja proizvoda, немојте га ponovno употребљавати код drugог pacijenta.

Neželjene nuspojave

Ovaj производ može проузрочити реакције на кожи (crvenilo, svrab, opekline, žuljeve...) озјелде различитих ступњева ili исушавње коже.

Svaki озбиљни инцидент у вези с производом треба пријавити произвођачу i надлежном tijelu државе članice у којој су korisnici /ili pacijent smješteni.

Način uporabe / Postavljanje ❶

Pomoću tablice veličina odaberite odgovarajuću veličinu за pacijenta. Preporučujemo да производ operete prije прве upotrebe.

Prije сваке upotrebe provjerite sadrži ли производ све dijelove.

Одjevni predmeti Mobiderm® Autofit могу се обући изравно на кожу као одjevni предмет ili, код осjetљиве коже, преко памучног завоја.

Navlačenje čarape i samostojeće natkoljenke:

Отпустите све чičак-trake на једној страни одjegovnog предмета ❶.

Уметните stopalo у одjevni предмет ❷, а затим га pažljivo навучите cijелом dužinom екстремитета до ispod koljena (čarapa) ❶ или до ispod ruba mišića strážnije (Natkoljenke).

Izbјегавajte навлачити одjevni предмет више него što је то potrebno.

Zalјепите чičак-trake počevši од stopala ❸ па sve до kolјena ili pregiba mišića strážnije ❹.

Nastavite у koracima sve док се не postigne подешавање које је predvidio zdravstveni djelatnik (pogledajte poglavje „Prilagođavanje чičак-trake“).

Kada одjevni предмет potpuno postavite на predviđeno mјесто, masirajte екстремитet како biste osigurali ravnomјernu raspodјelu pjenastih jastučića ❹.

Navlačenje rukava s rukavicom bez prostora за prste:

Отпустите све чičак-trake ❶.

Уметните šaku у одjevni предмет ❷, а затим га pažljivo навучите по dužini екстремитета до pazuha ❶.

Izbјегавajte навлачити одjevni предмет више него što је то potrebno.

Zalјепите чičак-trake počevši од šake ❸ па sve до pazuha ❶.

Nastavite у koracima sve док се не postigne подешавање које је predvidio zdravstveni djelatnik (pogledajte poglavje „Prilagođavanje чičак-trake“).

Kada одjevni предмет potpuno postavite на predviđeno mјесто, masirajte екстремитet како biste osigurali ravnomјernu raspodјelu pjenastih jastučića ❹.

Prilagođavanje чičак-trake ❶ ❷:

Одjevni predmeti Mobiderm® Autofit sadrže oznake чvrstoće stezanja (+/++/+++/++++) на више mјеста.

Те oznake omogućuju prilagođavanje одjegovnog предмета vašој tјелесној гради u виду veličine одjegovnog предмета koji vam је ispuшčen.

У fazi **одрђаванја** (limfoedema), придржавате се linija oznaka + које nisu заokружени. Символи +/++/+++/++++ služe као oznake за подешавање samohvatajućih zatvarača.


У **intenzivnoj** fazi (limfoedema), придржавате се linija на којима су + заokружени. Символи (+) (++) (++) (++) služe као oznake за подешавање samohvatajućih zatvarača.

Kako би се једноставно установила препоручена затегнутост која ovisi о fazi, pogledajte različite tabele zatezanja обujма на **А** stranici 2 i **Б** stranici 4.

Jedna preporuka за prilagođavanje чičак-traka nalazi се на početku ovih упута i služi у informativne svrhe.

Uvijek поштујте preporuke liječnika koji vam је prepisao производ.

На primjer: (pogledajte tabele **А** стр. 2 - **Б** стр. 4)



Održavanje ❸

Kako би одjevni predmeti Mobiderm® Autofit što duže zadržali učinkovitost i kako не би došlo до infekcija, iznimno је važno prati ih svakodnevno ili nakon сваке upotrebe.

Prije pranja zalјепите чičак-trake.

Ručno: namočite производ у mlaku vodu са sapunom, protrlјajte čistom spužvom i ocјedite pritiskом ruke. Sušite на otvorenom zraku, podalјe од izravnог izvora topline (radiјatora, sunca...). Немојте сушити у сушилици rublja. Не glačати.

U perилци rublja:

- Odaberite ciklus pranja за vunenu одjeću u hladnoj vodi.
- Dodajte deterđent без omekšivača.
- Немојте употребљавати deterđенте ни агресивна sredstva (средства s klorom)

특성/작용 기준

- Mobiderm® Autofit 가먼트는:
- 팔다리에 압력을 가하여 압박함으로써 림프 순환을 촉진하고 부종을 약화시키지 않거나 감소시키는 데 도움을 줍니다;
 - 또한 이 가먼트는 2장의 부직포 사이에 폼 패드를 무작위로 배치한 Mobiderm® 기술을 통해 피하의 수분을 배출합니다. 피부와 접촉할 때 패드가 접촉 부위와 주변 사이에 압력 차이를 형성하여 피부 아래에서 림프가 여러 방향으로 순환할 수 있는 통로를 만들어 줍니다. 림프는 큐브에 의해 눌린 부위에서 공간이 있는 부위로 이동합니다. 그 결과 배수 효율과 림프 순환이 촉진됩니다. **㉔**
- 이 제품은 낮과 밤 모두 착용할 수 있도록 고안되었습니다.

적응증

급성 또는 만성 부종 치료(예: 집중 단계 및/또는 현상 유지 단계의 림프 부종).

금기증

- 사지와 관련된 심각한 피부 질환이 있는 경우에는 사용하지 않습니다.
- 성분 중 하나라도 이에 대해 알려진 알레르기가 있는 경우에는 이 제품을 사용하지 않습니다.
- 사지와 관련된 심각한 말초신경병증을 앓고 있는 경우에는 사용하지 않습니다.
- 혈전증인 경우 이 제품을 사용하지 않습니다.
- 사지와 관련된 phlegmatia coerulea dolens(동맥 압박을 동반하는 통증성 망상 정맥염)를 앓고 있는 경우에는 사용하지 않습니다.

하지에 특정한 금기증:

- IPS(발목상관지수)가 0.6 미만인 AOMI(하지의 말살 동맥 질환)가 있는 경우에는 사용하지 않습니다.
- 비대상성 심부전인 경우에는 이 제품을 사용하지 않습니다.
- 진행된 당뇨병성 미세혈관병증이 있는 경우에는 사용하지 않습니다.
- 사지와 관련된 외해부학적 우회술을 한 경우에는 사용하지 않습니다.

상지에 특정한 금기증:

- 상완 신경총 장애가 있는 경우 사용하지 않습니다.
- 사지 혈관염이 있는 경우 사용하지 않습니다.

주의 사항

- 의료 전문가가 권장하는 처방전 및 사용 방법을 엄격히 준수하십시오.
- 다음의 경우는 유익성/위험성 비율 및 의료 전문가의 적절한 압박 수준에 대한 정기적인 재평가가 필요합니다:
- IPS가 0.6~0.9인 AOMI
 - 말초신경병증
 - 진물 또는 습진피부염.
- 불편함, 심각한 불편감, 통증, 사지 부피 변화, 피부 상태 악화, 감염, 감각 이상, 사지 말단의 착색 또는 기능 변화가 발생한 경우 가먼트 착용을 중단하고 의료 전문가와 상담하십시오.
- 적절한 드레싱 없이 제품을 상처나 피부나 열린 상처에 직접 사용하지 않습니다.
- 림프 부종의 현상 유지 단계에서는 밤이 되면 낮에 착용하던 압박 스타킹 대신 기기를 착용해야 합니다. 이 가먼트는 밤새도록 착용해야 합니다. 이 가먼트는 낮에 휴식을 취할 때도 착용할 수 있습니다.
- 이 가먼트를 착용하면 피부에 눌린 자국이 나타날 수 있습니다. 이 자국은 의학적으로 문제가 없고 일시적인 현상이므로 의학적 조언 없이 치료를 중단하지 않습니다.
- 피부가 약한 경우 가먼트를 착용하기 전에 팔다리에 먼 밴드를 대는 것이 좋습니다.
- 환자 상태의 지속적인 변화를 고려해 압박스타킹이 여전히 환자의 상태에 적합한지 확인하기 위해 의료 전문가와의 정기적인 검진을 권장합니다.
- 어린이가 의료 기기를 사용해야 하는 경우 성인 또는 의료 전문가의 감독 하에 사용해야 합니다.
- 수영 시에는 사용하지 않습니다.
- 기기를 착용하기 전 피부에 어떠한 제품(크림, 연고, 오일, 젤, 패치 등)도 바르지 않습니다. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 착용 중 특히 손톱에 의해 기기가 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 관련된 진행성 정맥 질환이나 정맥성 궤양을 앓고 있는 경우, 다리 전체에 적절한 압박 치료를 하려면 의료 전문가의 조언을 듣고 치료하십시오.
- 위생, 안전 및 성능상의 이유로 다른 환자가 제품을 재사용하지 않도록 하십시오.

부작용

- 이 기기는 피부 반응(발적, 가려움, 화상, 물집 등), 심지어 심각도가 다양한 상처 또는 피부 건조를 유발할 수 있습니다.
- 이 기기와 관련된 심각한 사고는 제조업체와, 사용자 및/ 또는 환자가 거주하는 회원국의 관할 기관에 신고해야 합니다.

사용/착용 방법 **㉕**

- 사이즈 조건표를 참조하여 환자에게 맞는 사이즈를 선택하십시오.
- 처음 사용하기 전에 가먼트를 세탁할 것을 권장합니다.
- 매번 사용하기 전에 가먼트에 결함이 있는지 확인하십시오.
- Mobiderm® Autofit 가먼트는 의복처럼 피부에 직접 착용할 수 있고, 피부가 약한 경우에는 먼 밴드를 대고 그 위에 착용할 수 있습니다.

양말 및 허벅지 스타킹 착용:

- 가먼트**㉕** 한쪽에 있는 모든 자동 그리핑 패스너를 엮니다.
- 발을 가먼트**㉕**에 넣은 후 다리를 따라 조심스럽게 무릎**㉕** 아래까지(양말의 경우) 또는 둔부 주름 아래까지(허벅지 스타킹의 경우) 당겨 올립니다.
- 필요 이상으로 가먼트를 당겨 올리지 않습니다.
- 발**㉕**부터 시작하여 무릎 또는 둔부 주름**㉕**까지 올리면서 자동 그리핑 패스너를 채웁니다.
- 의료 전문가가 권장하는 조정 단계까지 여러 단계에 걸쳐 진행하십시오(참조: '자동 그리핑 패스너 조정' 단락).
- 가먼트가 완전히 자리를 잡으면 팔을 마사지하여 폼 큐브**㉕**가 고르게 퍼지도록 합니다.

병어리 장갑이 달린 소매 착용:

- 모든 자동 그리핑 패스너**㉕**를 엮니다.
- 손을 가먼트**㉕**에 넣은 후 팔을 따라 조심스럽게 겨드랑이**㉕** 아래까지 당겨 올립니다.
- 필요 이상으로 가먼트를 당겨 올리지 않습니다.
- 손**㉕**부터 시작하여 겨드랑이**㉕**까지 올리면서 자동 그리핑 패스너를 채웁니다.
- 의료 전문가가 권장하는 조정 단계까지 여러 단계에 걸쳐 진행하십시오(참조: '자동 그리핑 패스너 조정' 단락).
- 가먼트가 완전히 자리를 잡으면 팔을 마사지하여 폼 큐브**㉕**가 고르게 퍼지도록 합니다.

자동 그리핑 패스너 조정 **㉕** **㉖**:

- Mobiderm® Autofit 가먼트에는 여러 지점에 고정 표시(+ / + / + / + / + / +)가 있습니다.
- 사용자는 이 표시를 통해 배송된 가먼트의 사이즈에 따라 자신의 체형에 맞춰 가먼트를 조정할 수 있습니다.
- (림프 부종) 현상 유지 단계에서는 원이 없는 + 줄을 참조하십시오. + / + / + / + / + / + 표시는 자동 그리핑 패스너를 조정하기 위한 기준입니다.
- (림프 부종) 집중 단계에서는 원이 있는 + 줄을 참조하십시오. **(+)** **(++)** **(+++)** **(+++)** 표시는 자동 그리핑 패스너를 조정하기 위한 기준입니다.
- 단계에 따른 권장 조임값을 쉽게 알아보려면 **㉕** 2페이지와 **㉖** 4페이지의 원주 조정표를 참조하십시오.
- 자동 그리핑 패스너 조정에 대한 권장 사항은 설명서 시작 부분에 제공되어 있으며 참조용으로만 사용하십시오.
- 모든 경우 제품을 처방한 의료 전문가의 권장 사항을 참조하십시오.
- 예: (**㉕** p. 2 - **㉖** p. 4 표 참조)



유지 관리 **㉕**

- Mobiderm® Autofit 가먼트가 가능한 한 오랫동안 효과를 유지하는 한편 감염을 방지하려면 매일 또는 매번 사용한 후 세탁해야 합니다.

- 세탁하기 전에 자동 그리핑 패스너를 채우십시오.
- 손세탁: 기기를 찬 비눗물에 담고 깨끗한 스펀지로 문지른 후 손으로 짤 때 물기를 뭍니다. 직접적인 열원(라디에이터, 태양 등)에서 멀리 떨어진 곳에서 자연 건조시키십시오. 회전식 건조기를 사용하지 마십시오.
- 다림질하지 마십시오.
- 세탁기 사용:
- 차가운 온도에서 올 코스를 사용하십시오.
 - 섬유 유연제가 함유되지 않은 세제를 사용하십시오.
 - 세제 또는 부식성 제품(염소 처리된 제품 등)을 사용하지 마십시오.
 - 세탁 시 특히 자동 그리핑 패스너 또는 지퍼에 의해 다른 옷이 손상되지 않도록 세탁망에 넣어 세탁하십시오.
 - 손으로 짤 때 물기를 뭍십시오.
 - 직접적인 열원(라디에이터, 태양 등)에서 멀리 떨어진 곳에서 자연 건조시키십시오.
 - 회전식 건조기를 사용하지 마십시오.
 - 다림질하지 마십시오.

가먼트를 착용하지 않을 때는 자동 그리핑 패스너를 채운 상태에서**㉕** 평평하게 보관하는 것이 좋습니다. 접어야 할 경우 후크가 바깥쪽에 오도록 하여**㉕** 접으십시오.

보관

- 실전에서 보관하고, 가능한 한 원래의 포장에 담아 보관하십시오.

폐기

- 시행 중인 현지 규정에 따라 폐기하십시오.

이 설명서를 잘 보관하십시오.

أغطية مُحركة للوذات قابلة للتعديل وضاغطة الوصف/الغرض

إنَّ الأغطية المُحرَّكة والضاغطة Autotift® Mobiderm مخصصة لعلاج الوذات (مثلاً: الوذات اللمفية) في الأطراف العلوية والسفلية.

المجموعة المستهدفة: المرضى اللذين والأطفال الذين يعانون من الأمراض المشار إليها والمتوافقة مع جدول المقاسات.

هذه المجموعة متاحة في موديلات مختلفة:

- كُم مزود بقفازات دون أصابع
- جورب قفذي (ثانئ الجانب)
- جورب (ثانئ الجانب).

تتألف الأغطية من:

- من الجهة الداخلية، تكتولوجيا Mobiderm® التي تشكل من لفافات رغوية مُركَّبة بين ورقتين رقيقتين غير محبوكتين؛
- بالتسببة للسطح الخارجي، من نسيجين مرنين وتاعمين باللون البيج ولواصق ذاتية والتي تُتيح ضبط القطاء حسب حجم العضو.
- يستخدم مقاسان لللفافات الرغوية حسب منطقة الجسم المراد علاجها: اللفافات الصغيرة (5x5 مم) لليد والقدم، واللفافات الكبيرة (15x15 مم) للساق والذراع.

التكوين

المكونات المنسوجة: البولي أميد - بوليستر- قطن - بولي يوريثين - إيلاستين - كتلة لاصقة من الأكريليك - سيليكون (الجورب القفذي والجوارب).

مكونات الرغوة: بولي يوريثان (لفافات كبيرة) - بولي إيثيلان (لفافات صغيرة).

الخصائص/طريقة العمل

توفر أغطية Autotift® Mobiderm:

- الضغط وذلك عن طريق الضغط على العضو، وبالتالي تعزيز الدورة اللمفاوية والمساعدة في الحفاظ على حجم الوذمة أو تقليله؛
- امتصاص المياه الموجودة تحت الجلد من خلال تقنية Mobiderm® المكونة من لفافات رغوية موضوعة بشكل عشوائي بين شريطين غير منسوجين. عند ملامستها للجلد، تقوم اللفافات بعمل فرق في الضغط بين منطقة تلامسها ومحيطها، مما يؤدي إلى إنشاء ممرات تصريف متعددة الاتجاهات بالنسبة لليمفا الموجودة تحت الجلد. تستقل اليمفا من المناطق المضغوطة عن طريق اللفافات إلى المناطق الحرة، وبالتالي يتم تعزيز كفاءة التجفيف وتصريف اليمفا. [Ⓒ]

إنها مصممة لكي يتم ارتداؤها بالنهار والليل.

دواعي الاستعمال

علاجات الوذات الحادة أو المزمنة (مثلاً: وذمة لمفية في المرحلة المكثفة وآل/المسك).

موانع الاستعمال

- لا يستعمل في حالة وجود عدوى جلدية كبيرة في العضو المعني.
- لا يستخدم في حالة وجود حساسية معروفة لأي من مكوناته.
- لا يستعمل في حالة وجود اعتلال عصبي حاد في العضو المعني.
- لا يستعمل في حالة وجود خثار إرثاني.
- لا يستعمل في حالة وجود Phlegmatia coerulea dolens (التهاب وريدي أزرق مؤلم مع انضغاط شراييني) في الطرف المعني.

موانع خاصة بالنسبة للأطراف السفلية:

لا تستخدم المنتج إذا كانت الأطراف السفلية مصابة بمرض الشريان المحيطي بمؤشر ضغط انسدادي > 0.6.

- لا يستعمل في حالة وجود قصور قلبي لا معاوض.
- لا يستعمل في حالة وجود الاعتلال السكري المتقدم للشعيرات الدموية.
- لا يستعمل المنتج في حالة القيام بجراحة مجازة غير تشريحية على العضو المعني.

موانع خاصة بالنسبة للأطراف العليا:

- لا يستعمل في حالة مرض الصغيرة العضدية.
- لا يستعمل في حالة وجود التهاب وعائي طرفي.

الاحتياطات

الترم بدقة بالوصفة الطبية وبيروتوكول الاستخدام الذي أوصى به أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

يجب أن يُعيد أخصائي الرعاية الصحية تقييم مستوى المنفعة/المخاطر ومستوى الضغط الملانم في الحالات التالية:

- مرض شريان محيطي للأطراف السفلية بمؤشر ضغط انسدادي بين 0.6 و0.9
- الاعتلال العصبي المحيطي المتطور
- التهاب جلدي ناضج أو أكريمي.

في حالة الشعور بعدم الراحة، أو الانزعاج الشديد، أو الألم، أو تغير حجم عضو الجسم، أو تدهور حالة البشرة، أو الشعور بالأحاسيس غير الطبيعية، أو تغير لون الأطراف، أو تغير أداء الجهاز، قم بإزالة الجهاز واستشارة أخصائي رعاية صحة.

لا تضع المنتج مباشرة على بشرة مصابة أو جرح مفتوح دون ضمانة ملائمة.

أثناء مرحلة مسك الوذمة اللمفية، يجب ارتداء التجهيزة ليلاً مع التبدل وارتداء القطاء الضاغطة بالنهار. يجب أن تستمر في ارتدائها طول الليل. يمكن ارتدائها بالنهار أثناء فترات الراحة.

قد يؤدي وضع هذه الوسيلة العلاجية إلى ظهور بعض العلامات على الجلد. هذه العلامات حميدة وعابرة، وعليه لا تتوقف عن علاجك دون استشارة طبية. يوصى بوضع شريط قطني على العضو قبل ارتداء القطاء بالنسبة للبشرة الضعيفة. نظراً لتطور المرض باستمرار، يوصى بالمراقبة المنتظمة من قبل أخصائي رعاية صحية للتحقق من أن تجهيزة الضغط لا تزال مناسبة للحالة المرضية.

يجب أن يتم استخدام أي جهاز طبي من قبل طفل تحت إشراف شخص بالغ أو أخصائي رعاية صحة.

لا يُستخدم عند الاستحمام.

لا تضع مواد على البشرة (مثل الكريم، المرهم، الزيوت، الجل، الرُّقْع...) قبل وضع التجهيزة، لأنها قد تؤدي إلى إتلاف التجهيزة.

احرص على عدم إتلاف التجهيزة عند وضعها، ولا سيما بالأظافر.

في حالة الإصابة بمرض وريدي متقدم أو قرحة وريدية مصاحبة، راجع نصيحة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على علاج ضغط مناسب للساق بأكملها.

لا تعد استعمال المنتج لمرضى آخر، لاعتبارات تتعلق بالنظافة والسلامة وحسن الأداء.

الآثار الثانوية غير المرغوب فيها

يمكن أن تسبب هذه التجهيزة في تفاعلات جلدية (احمرار، حكة، حروق، بثور...) أو حتى جروح متفاوتة الشدة أو جفاف الجلد.

يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يوجد فيها المستخدم وآو/المريض بأي حادث خطير يتعلق بالتجهيزة.

طريقة الاستعمال/الوضع [Ⓒ]

اختر المقاس الملانم للمريض بالرجوع إلى جدول المقاسات.

يوصى بغسل الثوب الخاص بك قبل أول استخدام..

تحقق من سلامة المنتج قبل أي استخدام.

يمكن ارتداء غطاء Autotift® Mobiderm على الجلد كما هو الحال في الملابس أو على شريط قطني بالنسبة للبشرة الضعيفة.

ارتداء الجورب وغطاء أسفل الفخذ:

افتح جميع سحابات الماسكات الذاتية من جانب واحد للغطاء [Ⓒ].

أدخل القدم في الغطاء [Ⓒ] ثم قم بثنى القطاء بحذر على طول العضو حتى أسفل الركبة (الجورب) [Ⓒ] أو حتى أسفل طية الأليتان (أسفل الفخذ).

تجنب شد الغطاء أكثر من اللازم.

أغلق سحابات الماسكات الذاتية ابتداء من القدم [Ⓒ] بالصعود حتى الركبة أو طية الأليتان [Ⓒ]. طبق المراحل الواحدة تلو الأخرى، حتى تصل إلى الضبط الذي يوصى به أخصائي الرعاية الصحية (راجع الفقرة "ضبط سحابات الماسكات الذاتية").

بمجرد الانتهاء تماماً من ارتداء الغطاء، قم بتدليك العضو من أجل ضمان التوزيع المتجانس للمكعبات الرغوية [Ⓒ].

إرتداء كُم الذراع مع القفاز القصير:

افتح جميع سحابات الماسكات الذاتية [Ⓒ].

أدخل اليد في الغطاء [Ⓒ] ثم قم بثنى القطاء بحذر بطول العضو حتى أسفل الإبط [Ⓒ].

تجنب شد الغطاء أكثر من اللازم.

أغلق سحابات الماسكات الذاتية ابتداء من اليد [Ⓒ] بالصعود حتى أسفل الإبط [Ⓒ].

طبق المراحل الواحدة تلو الأخرى، حتى تصل إلى الضبط الذي يوصى به أخصائي الرعاية الصحية (راجع الفقرة "ضبط سحابات الماسكات الذاتية").

بمجرد الانتهاء تماماً من ارتداء الغطاء، قم بتدليك العضو من أجل ضمان التوزيع المتجانس للمكعبات الرغوية [Ⓒ].

ضبط سحابات الماسكات الذاتية [Ⓐ] [Ⓑ]:

توضح أغطية Autotift® Mobiderm تعليمات الشد (+++/+++/+++/+) في العديد من النقاط.

تتيح هذه التعليمات ضبط القطاء حسب طبيعة جسمك ومقاس القطاء الذي تم تسليمه لك.

في مرحلة المسك (الوذمة اللمفية)، يرجى الاسترشاد بالخطوط + التي ليست عليها دوائر. تستخدم الرموز ++/+++/+++/+ كعلامات لضبط سحابات الماسكات الذاتية.

في المرحلة المكثفة (الوذمة اللمفية)، يرجى الاسترشاد بالخطوط + التي عليها دوائر. تستخدم الرموز [Ⓐ] [Ⓑ] [Ⓒ] [Ⓓ] كعلامات لضبط سحابات الماسكات الذاتية.

لإيجاد قوة الشد الموصى بها حسب المرحلة، يرجى مراجعة مختلف جداول شد كل محيط [Ⓐ] ص.2 و [Ⓑ] ص.4.

هناك توصيات لضبط سحابات الماسكات الذاتية موجودة في بداية الدليل على سيل التوضيح.

في جميع الأحوال، راجع توصيات أخصائيي الرعاية الصحية الذي وصف المنتج.

مثال: (راجع الجداول [Ⓐ] ص.2 - [Ⓑ] ص.4)



الصيانة [Ⓔ]

حتى تحتفظ أغطية Autotift® Mobiderm بكامل فاعليتها لأطول وقت ممكن وتتجنب حدوث التهابات، من الضروري غسلها كل يوم أو بعد كل استخدام.

اغلق الماسكات الالاصقة ذاتياً قبل الغسل.

دوياً: قم بنقع الوسيلة العلاجية في الماء البارد بالصابون وقم بالفرك باستخدام اسفنجة نظيفة وعامره دويّاً من خلال الضغط. قم بالتجفيف في الهواء الطلق بعيداً عن مصادر

الحرارة المباشرة (المبردات، الشمس...). لا تضعهما في مجفف الملابس. لا يتم كي المنتج.

في الفسالة:

- استخدم دورة الصوف ودرجة الحرارة الباردة.
- استخدم مسحوق غسيل بدون منعم للأقمشة.
- لا تستخدم المنظفات أو المنظجات ذات الأثر الشديد (منتجات الكلور).
- ضع القطاء في شبكة الغسيل لتجنب تلف الأغطية الأخرى (وبخاصة ذوي اللاصق الذاتي أو السحاب المنزلق).
- يجفف باليد باستعمال الضغط.
- قم بالتجفيف في الهواء الطلق بعيداً عن مصادر الحرارة المباشرة (المبردات، الشمس...).

- لا تضعهما في مجفف الملابس.
- لا يتم كي المنتج.

في حالة عدم ارتداء القطاء، يُفضل حفظه في طبيق وأن تكون الماسكات الذاتية مغلقة [Ⓒ]. إذا استلزم الأمر إلى طي القطاء، قم بوضع الخطافات إلى الخارج [Ⓒ].

التخزين

يتم تخزينه في درجة حرارة الغرفة، ويفضل أن يتم تخزينه في عبوته الأصلية.

التخلص

تخلص من المنتج وفقاً للوائح المحلية المعمول بها.

احفظ بهذا الدليل.

www.thuasne.com

www.thuasne.com/global-contact



UK Responsible Person (UKRP):
THUASNE UK Ltd
Unit 4 Orchard Business Centre
North Farm Road
Tunbridge Wells, TN2 3XF
United Kingdom



©Thuasne – 2055002 (2025-05)



*avec ou sans imprim'vert en fonction du
lieu d'impression*



THUASNE®

Produit :	MOBIDERM® autofit
Code M3 :	2055002
Nombre de pages :	24
Dimensions format ouvert (mm) :	420x297
Dimensions format fermé (mm) :	210x297
Qualité :	Nom et grammage du papier d'impression
Couleurs d'impression :	 Pantone 2758 C